

Paciente

AVENDANO TORO ELIANA

Fecha de nacim. 15-02-1941 Sexo Femenino
ID del paciente 4666756-5

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 02-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

OD

derecho

OS

izquierdo

Cálculo de IOL

Estatus del ojo

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

Valores biométricos

AL: 27,81 mm (!)

ACD: 3,25 mm

LT: 5,16 mm

WTW: 11,4 mm

SE: 44,09 D

ΔK: -3,85 D @ 114°

TSE: 44,10 D

ΔTK: -4,12 D @ 113°

SD: 25 μm

SD: 7 μm

SD: 10 μm

SD: 0,02 D

SD: 0,02 D

SD: 0,02 D

K1: 42,25 D @ 114°

K2: 46,10 D @ 24°

TK1: 42,13 D @ 113°

TK2: 46,25 D @ 23°

AL: 24,78 mm

ACD: 2,94 mm

LT: 5,22 mm

WTW: 11,5 mm

SE: 43,75 D

ΔK: -1,74 D @ 72°

TSE: 43,79 D

ΔTK: -1,90 D @ 74°

SD: 11 μm

SD: 5 μm

SD: 17 μm

SD: 0,02 D

SD: 0,02 D

SD: 0,02 D

K1: 42,89 D @ 72°

K2: 44,64 D @ 162°

TK1: 42,86 D @ 74°

TK2: 44,76 D @ 164°

K

Alcon SN60WF

- SRK@/T -

Const. A: 119,00

IOL (D) Ref (D)

+8,50 -0,62

+8,00 -0,31

+7,50 -0,01

+7,00 +0,29

+6,50 +0,59

+7,48 Emetropía

K

Alcon SA60AT

- SRK@/T -

Const. A: 118,80

IOL (D) Ref (D)

+8,50 -0,68

+8,00 -0,37

+7,50 -0,06

+7,00 +0,24

+6,50 +0,54

+7,40 Emetropía

K

Alcon SN60WF

- SRK@/T -

Const. A: 119,00

IOL (D) Ref (D)

+18,00 -0,66

+17,50 -0,33

+17,00 -0,01

+16,50 +0,32

+16,00 +0,64

+16,99 Emetropía

K

Alcon SA60AT

- SRK@/T -

Const. A: 118,80

IOL (D) Ref (D)

+18,00 -0,80

+17,50 -0,47

+17,00 -0,13

+16,50 +0,19

+16,00 +0,52

+16,80 Emetropía

K

Alcon AcrySof MA60AC

- SRK@/T -

Const. A: 119,20

IOL (D) Ref (D)

+8,50 -0,56

+8,00 -0,26

+7,50 +0,04

+7,00 +0,34

+6,50 +0,63

+7,57 Emetropía

K

Alcon Panoptix TFNT00

- SRK@/T -

Const. A: 119,13

IOL (D) Ref (D)

+8,50 -0,58

+8,00 -0,28

+7,50 +0,02

+7,00 +0,32

+6,50 +0,61

+7,54 Emetropía

K

Alcon AcrySof MA60AC

- SRK@/T -

Const. A: 119,20

IOL (D) Ref (D)

+18,00 -0,53

+17,50 -0,20

+17,00 +0,12

+16,50 +0,44

+16,00 +0,76

+17,19 Emetropía

K

Alcon Panoptix TFNT00

- SRK@/T -

Const. A: 119,13

IOL (D) Ref (D)

+18,00 -0,57

+17,50 -0,25

+17,00 +0,08

+16,50 +0,40

+16,00 +0,72

+17,12 Emetropía

(!) Valor marginal

(*) Valor editado manualmente

--- No se ha medido valores

Comentario

Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente

AVENDANO TORO ELIANA

Fecha de nacim. 15-02-1941 Sexo Femenino
ID del paciente 4666756-5

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 02-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

Tenga en cuenta las indicaciones de la última página.

OD

derecho

OS

izquierdo

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

AL: 27,81 mm (!)

ACD: 3,25 mm

LT: 5,16 mm

WTW: 11,4 mm

SE: 44,09 D

ΔK: -3,85 D @ 114°

TSE: 44,10 D

ΔTK: -4,12 D @ 113°

SD: 25 μm

SD: 7 μm

SD: 10 μm

SD: 0,02 D

SD: 0,02 D

SD: 0,02 D

K1: 42,25 D @ 114°

K2: 46,10 D @ 24°

TK1: 42,13 D @ 113°

TK2: 46,25 D @ 23°

AL: 24,78 mm

ACD: 2,94 mm

LT: 5,22 mm

WTW: 11,5 mm

SE: 43,75 D

ΔK: -1,74 D @ 72°

TSE: 43,79 D

ΔTK: -1,90 D @ 74°

SD: 11 μm

SD: 5 μm

SD: 17 μm

SD: 0,02 D

SD: 0,02 D

SD: 0,02 D

K1: 42,89 D @ 72°

K2: 44,64 D @ 162°

TK1: 42,86 D @ 74°

TK2: 44,76 D @ 164°

K

ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY

- SRK@/T -

Const. A: 119,20

IOL (D) Ref (D)

--- ---

--- ---

--- ---

--- ---

--- ---

+7,57 Emetropía

K

Alcon Toric SN6ATX(2-9)

- SRK@/T -

Const. A: 119,20

IOL (D) Ref (D)

+8,50 -0,56

+8,00 -0,26

+7,50 +0,04

+7,00 +0,34

+6,50 +0,63

+7,57 Emetropía

K

ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY

- SRK@/T -

Const. A: 119,20

IOL (D) Ref (D)

+18,00 -0,53

+17,50 -0,20

+17,00 +0,12

+16,50 +0,44

+16,00 +0,76

+17,19 Emetropía

K

Alcon Toric SN6ATX(2-9)

- SRK@/T -

Const. A: 119,20

IOL (D) Ref (D)

+18,00 -0,53

+17,50 -0,20

+17,00 +0,12

+16,50 +0,44

+16,00 +0,76

+17,19 Emetropía

K

ALCON CLAREON TORIC CN

W0TX (2-9)

- SRK@/T -

Const. A: 119,10

IOL (D) Ref (D)

+8,50 -0,59

+8,00 -0,28

+7,50 +0,02

+7,00 +0,31

+6,50 +0,61

+7,53 Emetropía

K

JNJ ICB00 EYHANCE

- SRK@/T -

Const. A: 119,26

IOL (D) Ref (D)

+8,50 -0,54

+8,00 -0,24

+7,50 +0,06

+7,00 +0,35

+6,50 +0,64

+7,60 Emetropía

K

ALCON CLAREON TORIC CN

W0TX (2-9)

- SRK@/T -

Const. A: 119,10

IOL (D) Ref (D)

+18,00 -0,60

+17,50 -0,27

+17,00 +0,06

+16,50 +0,38

+16,00 +0,70

+17,09 Emetropía

K

JNJ ICB00 EYHANCE

- SRK@/T -

Const. A: 119,26

IOL (D) Ref (D)

+18,50 -0,81

+18,00 -0,49

+17,50 -0,16

+17,00 +0,16

+16,50 +0,48

+17,25 Emetropía

(!) Valor marginal

(*) Valor editado manualmente

--- No se ha medido valores

Comentario

Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

IOLMaster 700

Versión 1.88.1.64861

Fue impreso el 02-07-2024 10:09 por Administrator.

Página 2 de 5

Paciente

AVENDANO TORO ELIANA

Fecha de nacim. 15-02-1941
ID del paciente 4666756-5

Sexo Femenino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 02-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

La longitud axial del ojo derecho es 3.04 mm mayor que la longitud axial del ojo izquierdo. - Nota: Vuelva a verificar los valores de medición.
OD: Longitud axial del ojo derecho 27.81 mm. - Nota: Ojo largo. OD: Cilindro del ojo derecho -3.85 D. - Nota: Fuerte astigmatismo.

OD
derecho

Análisis

Estatus del ojo


LS: Fáquica VS: Humor vítreo LVC: No tratado
Ref: --- VA: ---

Valores biométricos

AL: 27,81 mm (!) SD: 25 µm WTW: 11,4 mm lx: +0,4 mm ly: +0,2 mm
CCT: 615 µm SD: 4 µm P: 2,4 mm CW-Chord: 0,1 mm @ 178°
ACD: 3,25 mm SD: 7 µm
LT: 5,16 mm SD: 10 µm

SE: 44,09 D	SD: 0,02 D	TSE: 44,10 D	SD: 0,02 D
K1: 42,25 D @ 114°	SD: 0,04 D	TK1: 42,13 D @ 113°	SD: 0,04 D
K2: 46,10 D @ 24°	SD: 0,02 D	TK2: 46,25 D @ 23°	SD: 0,01 D
ΔK: -3,85 D @ 114°		ΔTK: -4,12 D @ 113°	


Scan B



Queratometría

Blanco a blanco

Fijación



(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



Paciente

AVENDANO TORO ELIANA

Fecha de nacim. 15-02-1941
ID del paciente 4666756-5

Sexo Femenino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 02-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

La longitud axial del ojo derecho es 3.04 mm mayor que la longitud axial del ojo izquierdo. - Nota: Vuelva a verificar los valores de medición.
OS: ¡Verificación de la fijación! Las longitudes axiales muestran una ligera inconsistencia. ¿Fijación irregular?

OS
izquierdo

Análisis

Estatus del ojo


LS: Fáquica VS: Humor vítreo LVC: No tratado
Ref: --- VA: ---

Valores biométricos

AL: 24,78 mm SD: 11 µm WTW: 11,5 mm lx: -0,6 mm ly: +0,0 mm
CCT: 612 µm SD: 3 µm P: 2,9 mm CW-Chord: 0,1 mm @ 28°
ACD: 2,94 mm SD: 5 µm
LT: 5,22 mm SD: 17 µm

SE: 43,75 D	SD: 0,02 D	TSE: 43,79 D	SD: 0,02 D
K1: 42,89 D @ 72°	SD: 0,05 D	TK1: 42,86 D @ 74°	SD: 0,03 D
K2: 44,64 D @ 162°	SD: 0,03 D	TK2: 44,76 D @ 164°	SD: 0,04 D
ΔK: -1,74 D @ 72°		ΔTK: -1,90 D @ 74°	


Scan B



Queratometría

Blanco a blanco

Fijación



(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



Paciente

AVENDANO TORO ELIANA

Fecha de nacim. 15-02-1941
ID del paciente 4666756-5

Sexo Femenino

Médico Surgeon

Operador

Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024
Fecha de la medición: 02-07-2024

de: Administrator
n: 1,3375

Resultado: Aceptar
CVD: 12,00 mm

Advertencias acerca de cálculos de IOL

SRK®/T

[OD]

SRK® es una marca comercial de la empresa CTI (Computational Technology Inc.)

[OS]

SRK® es una marca comercial de la empresa CTI (Computational Technology Inc.)

Advertencias relativas a mediciones

La longitud axial del ojo derecho es 3.04 mm mayor que la longitud axial del ojo izquierdo. - Nota: Vuelva a verificar los valores de medición.

[OD]

OD: Longitud axial del ojo derecho 27.81 mm. - Nota: Ojo largo.

OD: Cilindro del ojo derecho -3.85 D. - Nota: Fuerte astigmatismo.

[OS]

OS: ¡Verificación de la fijación! Las longitudes axiales muestran una ligera inconsistencia. ¿Fijación irregular?

Firma

