

Paciente

MONDACA MOLINA ANDRES

Fecha de nacim. 27-12-1944 Sexo Masculino
ID del paciente 5350772-7

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 04-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 04-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

El radio de curvatura central del ojo derecho es -1.60 D mayor que el radio de curvatura central del ojo izquierdo. - Nota: Vuelva a verificar los valores de medición.
OD: El valor de medición queratométrica no es seguro.

OD

derecho

OS

izquierdo

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

AL: 23,60 mm

SD: 16 µm

ACD: 2,52 mm

SD: 7 µm

LT: 5,65 mm

SD: 11 µm

WTW: 11,9 mm

SE: 41,13 D (!) SD: 0,05 D K1: 40,82 D @119°

ΔK: -0,61 D @119° K2: 41,44 D @ 29°

TSE: 41,15 D (!) SD: 0,09 D TK1: 40,88 D @107°

ΔTK: -0,56 D @107° TK2: 41,44 D @ 17°

AL: 23,50 mm

SD: 12 µm

ACD: 2,83 mm

SD: 7 µm

LT: 5,73 mm

SD: 11 µm

WTW: 12,0 mm

SE: 42,73 D SD: 0,01 D K1: 42,51 D @ 19°

ΔK: -0,44 D @ 19° K2: 42,95 D @109°

TSE: 42,66 D SD: 0,01 D TK1: 42,49 D @ 27°

ΔTK: -0,35 D @ 27° TK2: 42,83 D @117°

K

Alcon SN60WF

- Barrett Universal II -

LF: +1,88 DF: +5,0

IOL (D)

Ref (D)

+24,50

-0,75

+24,00

-0,37

+23,50

+0,01

+23,00

+0,38

+22,50

+0,74

+23,51

Emetropía

K

Alcon SA60AT

- Barrett Universal II -

LF: +1,64 DF: +5,0

IOL (D)

Ref (D)

+24,00

-0,75

+23,50

-0,36

+23,00

+0,02

+22,50

+0,40

+22,00

+0,77

+23,03

Emetropía

K

Alcon SN60WF

- Barrett Universal II -

LF: +1,88 DF: +5,0

IOL (D)

Ref (D)

+23,50

-0,81

+23,00

-0,45

+22,50

-0,09

+22,00

+0,27

+21,50

+0,63

+22,38

Emetropía

K

Alcon SA60AT

- Barrett Universal II -

LF: +1,64 DF: +5,0

IOL (D)

Ref (D)

+23,00

-0,81

+22,50

-0,44

+22,00

-0,07

+21,50

+0,29

+21,00

+0,65

+21,90

Emetropía

K

JNJ ICB00 EYHANCE

- Barrett Universal II -

LF: +2,02 DF: Estándar

IOL (D)

Ref (D)

+25,00

-0,90

+24,50

-0,52

+24,00

-0,15

+23,50

+0,22

+23,00

+0,58

+23,79

Emetropía

K

Alcon Toric SN6ATX(2-9)

- Barrett Universal II -

LF: +2,02 DF: +5,0

IOL (D)

Ref (D)

+25,00

-0,90

+24,50

-0,52

+24,00

-0,15

+23,50

+0,22

+23,00

+0,58

+23,79

Emetropía

K

JNJ ICB00 EYHANCE

- Barrett Universal II -

LF: +2,02 DF: Estándar

IOL (D)

Ref (D)

+23,50

-0,60

+23,00

-0,24

+22,50

+0,12

+22,00

+0,47

+21,50

+0,82

+22,67

Emetropía

K

Alcon Toric SN6ATX(2-9)

- Barrett Universal II -

LF: +2,02 DF: +5,0

IOL (D)

Ref (D)

+23,50

-0,60

+23,00

-0,24

+22,50

+0,12

+22,00

+0,47

+21,50

+0,82

+22,67

Emetropía

(!) Valor marginal

(*) Valor editado manualmente

--- No se ha medido valores

Comentario

Firma

ZEISS

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

IOLMaster 700 Versión 1.88.1.64861 Fue impreso el 04-07-2024 11:00 por Administrator. Página 1 de 4

Paciente

MONDACA MOLINA ANDRES

Fecha de nacim. 27-12-1944 Sexo Masculino
ID del paciente 5350772-7

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Médico Surgeon Operador Administrator

Fecha verif. calibración: 04-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 04-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

El radio de curvatura central del ojo derecho es -1.60 D mayor que el radio de curvatura central del ojo izquierdo. - Nota: Vuelva a verificar los valores de medición.
OD: El valor de medición queratométrica no es seguro.

OD

derecho

OS

izquierdo

Calculo de IOL

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

Valores biométricos

AL: 23,60 mm

ACD: 2,52 mm

LT: 5,65 mm

WTW: 11,9 mm

SD: 16 μm

SD: 7 μm

SD: 11 μm

SE: 41,13 D (!)

ΔK: -0,61 D @ 119°

TSE: 41,15 D (!)

ΔTK: -0,56 D @ 107°

SD: 0,05 D

SD: 0,09 D

K1: 40,82 D @ 119°

K2: 41,44 D @ 29°

TK1: 40,88 D @ 107°

TK2: 41,44 D @ 17°

AL: 23,50 mm

ACD: 2,83 mm

LT: 5,73 mm

WTW: 12,0 mm

SD: 12 μm

SD: 7 μm

SD: 11 μm

SE: 42,73 D

ΔK: -0,44 D @ 19°

TSE: 42,66 D

ΔTK: -0,35 D @ 27°

SD: 0,01 D

SD: 0,01 D

K1: 42,51 D @ 19°

K2: 42,95 D @ 109°

TK1: 42,49 D @ 27°

TK2: 42,83 D @ 117°

K

ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY

- Barrett Universal II -

LF: +1,99 DF: Estándar

IOL (D)

Ref (D)

+24,50

-0,57

+24,00

-0,20

+23,50

+0,17

+23,00

+0,54

+22,50

+0,90

+23,74

Emetropía

K

ALCON CLAREON PanOptix CNWTT0

- Barrett Universal II -

LF: +1,94 DF: Estándar

IOL (D)

Ref (D)

+24,50

-0,65

+24,00

-0,28

+23,50

+0,10

+23,00

+0,46

+22,50

+0,83

+23,63

Emetropía

K

ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY

- Barrett Universal II -

LF: +1,99 DF: Estándar

IOL (D)

Ref (D)

+23,50

-0,65

+23,00

-0,29

+22,50

+0,07

+22,00

+0,43

+21,50

+0,77

+22,60

Emetropía

K

ALCON CLAREON PanOptix CNWTT0

- Barrett Universal II -

LF: +1,94 DF: Estándar

IOL (D)

Ref (D)

+23,50

-0,72

+23,00

-0,36

+22,50

+0,00

+22,00

+0,36

+21,50

+0,71

+22,50

Emetropía

K

Alcon AcrySof MA60AC

- Barrett Universal II -

LF: +1,99 DF: Estándar

IOL (D)

Ref (D)

+24,50

-0,57

+24,00

-0,20

+23,50

+0,17

+23,00

+0,54

+22,50

+0,90

+23,74

Emetropía

K

ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)

- Barrett Universal II -

LF: +1,94 DF: Estándar

IOL (D)

Ref (D)

+24,50

-0,65

+24,00

-0,28

+23,50

+0,10

+23,00

+0,46

+22,50

+0,83

+23,63

Emetropía

K

Alcon AcrySof MA60AC

- Barrett Universal II -

LF: +1,99 DF: Estándar

IOL (D)

Ref (D)

+23,50

-0,64

+23,00

-0,28

+22,50

+0,07

+22,00

+0,43

+21,50

+0,78

+22,61

Emetropía

K

ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)

- Barrett Universal II -

LF: +1,94 DF: Estándar

IOL (D)

Ref (D)

+23,50

-0,72

+23,00

-0,36

+22,50

+0,00

+22,00

+0,36

+21,50

+0,71

+22,50

Emetropía

(!) Valor marginal

(*) Valor editado manualmente

--- No se ha medido valores

Comentario

Firma

ZEISS

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

IOLMaster 700 Versión 1.88.1.64861 Fue impreso el 04-07-2024 11:00 por Administrator. Página 2 de 4

Paciente

MONDACA MOLINA ANDRES

Fecha de nacim. 27-12-1944
ID del paciente 5350772-7

Sexo Masculino

Médico Surgeon

Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 04-07-2024
Fecha de la medición: 04-07-2024

de: Administrator
n: 1,3375

Resultado: Aceptar
CVD: 12,00 mm

El radio de curvatura central del ojo derecho es -1.60 D mayor que el radio de curvatura central del ojo izquierdo. - Nota: Vuelva a verificar los valores de medición.
OD: El valor de medición queratométrica no es seguro.

OD
derecho

Análisis

Estatus del ojo

LS: Fáquica
Ref: ---

VS: Humor vítreo
VA: ---


LVC: No tratado

Valores biométricos

AL: 23,60 mm SD: 16 µm WTW: 11,9 mm lx: +0,6 mm ly: +0,3 mm
CCT: 588 µm SD: 3 µm P: 2,9 mm CW-Chord: 0,6 mm @ 231°
ACD: 2,52 mm SD: 7 µm
LT: 5,65 mm SD: 11 µm

SE: 41,13 D (!)	SD: 0,05 D	TSE: 41,15 D (!)	SD: 0,09 D
K1: 40,82 D @ 119°	SD: 0,05 D	TK1: 40,88 D @ 107°	SD: 0,08 D
K2: 41,44 D @ 29°	SD: 0,05 D	TK2: 41,44 D @ 17°	SD: 0,10 D
ΔK: -0,61 D @ 119°		ΔTK: -0,56 D @ 107°	


Scan B



Queratometría

Blanco a blanco

Fijación



(!) Valor marginal

(*) Valor editado manualmente

--- No se ha medido valores

Comentario

Firma



Paciente

MONDACA MOLINA ANDRES

Fecha de nacim. 27-12-1944
ID del paciente 5350772-7

Sexo Masculino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 04-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 04-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

El radio de curvatura central del ojo derecho es -1.60 D mayor que el radio de curvatura central del ojo izquierdo. - Nota: Vuelva a verificar los valores de medición.

OS
izquierdo

Análisis

Estatus del ojo


LS: Fáquica VS: Humor vítreo LVC: No tratado
Ref: --- VA: ---

Valores biométricos

AL: 23,50 mm SD: 12 µm WTW: 12,0 mm lx: -0,5 mm ly: +0,2 mm
CCT: 568 µm SD: 4 µm P: 3,4 mm CW-Chord: 0,6 mm @ 316°
ACD: 2,83 mm SD: 7 µm
LT: 5,73 mm SD: 11 µm

SE: 42,73 D	SD: 0,01 D	TSE: 42,66 D	SD: 0,01 D
K1: 42,51 D @ 19°	SD: 0,02 D	TK1: 42,49 D @ 27°	SD: 0,04 D
K2: 42,95 D @ 109°	SD: 0,02 D	TK2: 42,83 D @ 117°	SD: 0,02 D
ΔK: -0,44 D @ 19°		ΔTK: -0,35 D @ 27°	


Scan B



Queratometría

Blanco a blanco

Fijación



(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma

