

Paciente

VALENZUELA BLOSSIN MARIA PAZ

Fecha de nacim. 21-06-1963
ID del paciente 8835971-2

Sexo Femenino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 04-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 04-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

OD

derecho

OS

izquierdo

Cálculo de IOL

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

Valores biométricos

AL: 23,67 mm

ACD: 3,10 mm

LT: 4,62 mm

WTW: 12,5 mm

SE: 41,43 D

ΔK: -0,33 D @ 50°

TSE: 41,59 D

ΔTK: -0,26 D @ 53°

SD: 4 μm

SD: 5 μm

SD: 8 μm

K1: 41,26 D @ 50°

K2: 41,59 D @ 140°

TK1: 41,46 D @ 53°

TK2: 41,72 D @ 143°

AL: 23,86 mm

ACD: 3,19 mm

LT: 4,57 mm

WTW: 12,6 mm

SE: 41,32 D

ΔK: -1,27 D @ 117°

TSE: 41,49 D

ΔTK: -1,41 D @ 115°

SD: 5 μm

SD: 11 μm

SD: 16 μm

K1: 40,69 D @ 117°

K2: 41,96 D @ 27°

TK1: 40,80 D @ 115°

TK2: 42,21 D @ 25°

K

Alcon SN60WF

- Barrett Universal II -

LF: +1,88 DF: +5,0

IOL (D) Ref (D)

+24,00 -0,61

+23,50 -0,24

+23,00 +0,13

+22,50 +0,49

+22,00 +0,85

+23,18 Emetropía

K

Alcon SA60AT

- Barrett Universal II -

LF: +1,64 DF: +5,0

IOL (D) Ref (D)

+23,50 -0,61

+23,00 -0,23

+22,50 +0,15

+22,00 +0,52

+21,50 +0,88

+22,70 Emetropía

K

Alcon SN60WF

- Barrett Universal II -

LF: +1,88 DF: +5,0

IOL (D) Ref (D)

+23,50 -0,56

+23,00 -0,19

+22,50 +0,18

+22,00 +0,54

+21,50 +0,90

+22,75 Emetropía

K

Alcon SA60AT

- Barrett Universal II -

LF: +1,64 DF: +5,0

IOL (D) Ref (D)

+23,50 -0,93

+23,00 -0,54

+22,50 -0,17

+22,00 +0,20

+21,50 +0,57

+22,27 Emetropía

K

JNJ ICB00 EYHANCE

- Barrett Universal II -

LF: +2,02 DF: Estándar

IOL (D) Ref (D)

+24,50 -0,76

+24,00 -0,39

+23,50 -0,03

+23,00 +0,34

+22,50 +0,69

+23,47 Emetropía

K

Alcon Toric SN6ATX(2-9)

- Barrett Universal II -

LF: +2,02 DF: +5,0

IOL (D) Ref (D)

+24,50 -0,76

+24,00 -0,39

+23,50 -0,03

+23,00 +0,34

+22,50 +0,69

+23,47 Emetropía

K

JNJ ICB00 EYHANCE

- Barrett Universal II -

LF: +2,02 DF: Estándar

IOL (D) Ref (D)

+24,00 -0,72

+23,50 -0,35

+23,00 +0,02

+22,50 +0,38

+22,00 +0,73

+23,03 Emetropía

K

Alcon Toric SN6ATX(2-9)

- Barrett Universal II -

LF: +2,02 DF: +5,0

IOL (D) Ref (D)

+24,00 -0,72

+23,50 -0,35

+23,00 +0,02

+22,50 +0,38

+22,00 +0,73

+23,03 Emetropía

(!) Valor marginal

(*) Valor editado manualmente

--- No se ha medido valores

Comentario

Firma

ZEISS

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente

VALENZUELA BLOSSIN MARIA PAZ

Fecha de nacim. 21-06-1963
ID del paciente 8835971-2

Sexo Femenino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 04-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 04-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

OD

derecho

OS

izquierdo

Cálculo de IOL

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

Valores biométricos

AL: 23,67 mm

ACD: 3,10 mm

LT: 4,62 mm

WTW: 12,5 mm

SE: 41,43 D

ΔK: -0,33 D @ 50°

TSE: 41,59 D

ΔTK: -0,26 D @ 53°

SD: 4 μm

SD: 5 μm

SD: 8 μm

SD: 0,01 D

K1: 41,26 D @ 50°

SD: 0,02 D

TK1: 41,46 D @ 53°

K2: 41,59 D @ 140°

TK2: 41,72 D @ 143°

AL: 23,86 mm

ACD: 3,19 mm

LT: 4,57 mm

WTW: 12,6 mm

SE: 41,32 D

ΔK: -1,27 D @ 117°

TSE: 41,49 D

ΔTK: -1,41 D @ 115°

SD: 5 μm

SD: 11 μm

SD: 16 μm

SD: 0,00 D

K1: 40,69 D @ 117°

SD: 0,05 D

TK1: 40,80 D @ 115°

K2: 41,96 D @ 27°

TK2: 42,21 D @ 25°

K

ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY

- Barrett Universal II -

LF: +1,99 DF: Estándar

IOL (D) Ref (D)

+24,50 -0,81

+24,00 -0,44

+23,50 -0,07

+23,00 +0,29

+22,50 +0,65

+23,40 Emetropía

K

ALCON CLAREON PanOptix CNWTT0

- Barrett Universal II -

LF: +1,94 DF: Estándar

IOL (D) Ref (D)

+24,50 -0,89

+24,00 -0,52

+23,50 -0,15

+23,00 +0,22

+22,50 +0,58

+23,30 Emetropía

K

ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY

- Barrett Universal II -

LF: +1,99 DF: Estándar

IOL (D) Ref (D)

+24,00 -0,76

+23,50 -0,39

+23,00 -0,03

+22,50 +0,33

+22,00 +0,69

+22,96 Emetropía

K

ALCON CLAREON PanOptix CNWTT0

- Barrett Universal II -

LF: +1,94 DF: Estándar

IOL (D) Ref (D)

+24,00 -0,84

+23,50 -0,47

+23,00 -0,10

+22,50 +0,26

+22,00 +0,62

+22,86 Emetropía

K

Alcon AcrySof MA60AC

- Barrett Universal II -

LF: +1,99 DF: Estándar

IOL (D) Ref (D)

+24,50 -0,81

+24,00 -0,44

+23,50 -0,07

+23,00 +0,29

+22,50 +0,65

+23,40 Emetropía

K

ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)

- Barrett Universal II -

LF: +1,94 DF: Estándar

IOL (D) Ref (D)

+24,50 -0,89

+24,00 -0,52

+23,50 -0,15

+23,00 +0,22

+22,50 +0,58

+23,30 Emetropía

K

Alcon AcrySof MA60AC

- Barrett Universal II -

LF: +1,99 DF: Estándar

IOL (D) Ref (D)

+24,00 -0,76

+23,50 -0,39

+23,00 -0,03

+22,50 +0,34

+22,00 +0,69

+22,97 Emetropía

K

ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)

- Barrett Universal II -

LF: +1,94 DF: Estándar

IOL (D) Ref (D)

+24,00 -0,84

+23,50 -0,47

+23,00 -0,10

+22,50 +0,26

+22,00 +0,62

+22,86 Emetropía

(!) Valor marginal

(*) Valor editado manualmente

--- No se ha medido valores

Comentario

Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente

VALENZUELA BLOSSIN MARIA PAZ


Fecha de nacim. 21-06-1963
ID del paciente 8835971-2

Sexo Femenino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 04-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 04-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm



OD derecho		Análisis	
Estatus del ojo			
LS: Fáquica Ref: ---		VS: Humor vítreo VA: ---	LVC: No tratado
Valores biométricos			
AL: 23,67 mm	SD: 4 µm	WTW: 12,5 mm	lx: +0,6 mm ly: +0,2 mm
CCT: 510 µm	SD: 4 µm	P: 4,3 mm	CW-Chord: 0,3 mm @ 185°
ACD: 3,10 mm	SD: 5 µm		
LT: 4,62 mm	SD: 8 µm		
SE: 41,43 D	SD: 0,01 D	TSE: 41,59 D	SD: 0,02 D
K1: 41,26 D @ 50°	SD: 0,01 D	TK1: 41,46 D @ 53°	SD: 0,02 D
K2: 41,59 D @ 140°	SD: 0,01 D	TK2: 41,72 D @ 143°	SD: 0,05 D
ΔK: -0,33 D @ 50°		ΔTK: -0,26 D @ 53°	
Scan B			
Queratometría		Blanco a blanco	Fijación

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario	Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente

VALENZUELA BLOSSIN MARIA PAZ


Fecha de nacim. 21-06-1963
ID del paciente 8835971-2

Sexo Femenino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 04-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 04-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm



Análisis			OS izquierdo	
Estatus del ojo				
LS: Fáquica Ref: ---		VS: Humor vítreo VA: ---		LVC: No tratado
Valores biométricos				
AL: 23,86 mm CCT: 520 µm ACD: 3,19 mm LT: 4,57 mm		SD: 5 µm SD: 3 µm SD: 11 µm SD: 16 µm		WTW: 12,6 mm P: 4,4 mm Ix: -0,6 mm ly: +0,1 mm CW-Chord: 0,3 mm @ 21°
SE: 41,32 D K1: 40,69 D @ 117° K2: 41,96 D @ 27° ΔK: -1,27 D @ 117°		SD: 0,00 D SD: 0,01 D SD: 0,01 D		TSE: 41,49 D TK1: 40,80 D @ 115° TK2: 42,21 D @ 25° ΔTK: -1,41 D @ 115° SD: 0,05 D SD: 0,05 D SD: 0,05 D
Scan B				
Queratometría		Blanco a blanco		Fijación

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved