

Paciente

WULF HITSCHFELD FREDY

Fecha de nacim. 19-07-1947 Sexo Masculino
ID del paciente 4691431-7
Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 02-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

[OD] SRK® es una marca comercial de la empresa CTI (Computational Technology Inc.)
[OS] SRK® es una marca comercial de la empresa CTI (Computational Technology Inc.)

OD

derecho

OS

izquierdo

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

AL: 23,73 mm

SD: 13 µm

ACD: 2,88 mm

SD: 5 µm

LT: 4,78 mm

SD: 9 µm

WTW: 12,2 mm

SE: 41,43 D

SD: 0,01 D

K1: 41,29 D @ 179°

ΔK: -0,29 D @ 179°

TSE: 41,53 D

SD: 0,04 D

TK1: 41,53 D @ 0°

ΔTK: ---

AL: 23,98 mm

SD: 9 µm

ACD: 2,84 mm

SD: 5 µm

LT: 4,83 mm

SD: 8 µm

WTW: 12,1 mm

SE: 41,39 D

SD: 0,01 D

K1: 41,24 D @ 102°

ΔK: -0,32 D @ 102°

TSE: 41,53 D

SD: 0,02 D

TK1: 41,32 D @ 93°

ΔTK: -0,44 D @ 93°

K

Alcon SN60WF

- SRK®/T -

Const. A: 119,00

IOL (D)

Ref (D)

+24,00

-0,89

+23,50

-0,52

+23,00

-0,16

+22,50

+0,19

+22,00

+0,54

+22,77

Emetropía

K

Alcon SA60AT

- SRK®/T -

Const. A: 118,80

IOL (D)

Ref (D)

+23,50

-0,71

+23,00

-0,35

+22,50

+0,01

+22,00

+0,37

+21,50

+0,72

+22,51

Emetropía

K

Alcon SN60WF

- SRK®/T -

Const. A: 119,00

IOL (D)

Ref (D)

+23,00

-0,68

+22,50

-0,32

+22,00

+0,04

+21,50

+0,38

+21,00

+0,73

+22,05

Emetropía

K

Alcon SA60AT

- SRK®/T -

Const. A: 118,80

IOL (D)

Ref (D)

+23,00

-0,86

+22,50

-0,50

+22,00

-0,14

+21,50

+0,22

+21,00

+0,57

+21,81

Emetropía

K

Alcon AcrySof MA60AC

- SRK®/T -

Const. A: 119,20

IOL (D)

Ref (D)

+24,00

-0,69

+23,50

-0,33

+23,00

+0,02

+22,50

+0,37

+22,00

+0,71

+23,03

Emetropía

K

Alcon Panoptix TFNT00

- SRK®/T -

Const. A: 119,13

IOL (D)

Ref (D)

+24,00

-0,76

+23,50

-0,40

+23,00

-0,05

+22,50

+0,30

+22,00

+0,65

+22,93

Emetropía

K

Alcon AcrySof MA60AC

- SRK®/T -

Const. A: 119,20

IOL (D)

Ref (D)

+23,50

-0,85

+23,00

-0,49

+22,50

-0,14

+22,00

+0,21

+21,50

+0,55

+22,30

Emetropía

K

Alcon Panoptix TFNT00

- SRK®/T -

Const. A: 119,13

IOL (D)

Ref (D)

+23,00

-0,56

+22,50

-0,20

+22,00

+0,15

+21,50

+0,49

+21,00

+0,84

+22,21

Emetropía

(!) Valor marginal

(*) Valor editado manualmente

--- No se ha medido valores

Comentario

Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

IOLMaster 700 Versión 1.88.1.64861 Fue impreso el 02-07-2024 13:29 por Administrator. Página 1 de 4

Paciente

WULF HITSCHFELD FREDY

Fecha de nacim. 19-07-1947 Sexo Masculino
ID del paciente 4691431-7
Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 02-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

[OD] SRK® es una marca comercial de la empresa CTI (Computational Technology Inc.)
[OS] SRK® es una marca comercial de la empresa CTI (Computational Technology Inc.)

OD

derecho

OS

izquierdo

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

AL: 23,73 mm

SD: 13 µm

ACD: 2,88 mm

SD: 5 µm

LT: 4,78 mm

SD: 9 µm

WTW: 12,2 mm

SE: 41,43 D

SD: 0,01 D

K1: 41,29 D @ 179°

ΔK: -0,29 D @ 179°

K2: 41,58 D @ 89°

TK1: 41,53 D @ 0°

SD: 0,04 D

TK2: 41,53 D @ 90°

ΔTK: ---

AL: 23,98 mm

SD: 9 µm

ACD: 2,84 mm

SD: 5 µm

LT: 4,83 mm

SD: 8 µm

WTW: 12,1 mm

SE: 41,39 D

SD: 0,01 D

K1: 41,24 D @ 102°

ΔK: -0,32 D @ 102°

K2: 41,55 D @ 12°

TK1: 41,32 D @ 93°

SD: 0,02 D

TK2: 41,75 D @ 3°

ΔTK: -0,44 D @ 93°

K

ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY

- SRK®/T -

Const. A: 119,20

IOL (D)

Ref (D)

+24,00

-0,69

+23,50

-0,33

+23,00

+0,02

+22,50

+0,37

+22,00

+0,71

+23,03

Emetropía

K

Alcon Toric SN6ATX(2-9)

- SRK®/T -

Const. A: 119,20

IOL (D)

Ref (D)

+24,00

-0,69

+23,50

-0,33

+23,00

+0,02

+22,50

+0,37

+22,00

+0,71

+23,03

Emetropía

K

ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY

- SRK®/T -

Const. A: 119,20

IOL (D)

Ref (D)

+23,50

-0,85

+23,00

-0,49

+22,50

-0,14

+22,00

+0,21

+21,50

+0,55

+22,30

Emetropía

K

Alcon Toric SN6ATX(2-9)

- SRK®/T -

Const. A: 119,20

IOL (D)

Ref (D)

+23,50

-0,85

+23,00

-0,49

+22,50

-0,14

+22,00

+0,21

+21,50

+0,55

+22,30

Emetropía

K

ALCON CLAREON TORIC CN

W0TX (2-9)

- SRK®/T -

Const. A: 119,10

IOL (D)

Ref (D)

+24,00

-0,79

+23,50

-0,43

+23,00

-0,07

+22,50

+0,28

+22,00

+0,63

+22,90

Emetropía

K

JNJ ICB00 EYHANCE

- SRK®/T -

Const. A: 119,26

IOL (D)

Ref (D)

+24,00

-0,63

+23,50

-0,28

+23,00

+0,07

+22,50

+0,42

+22,00

+0,76

+23,10

Emetropía

K

ALCON CLAREON TORIC CN

W0TX (2-9)

- SRK®/T -

Const. A: 119,10

IOL (D)

Ref (D)

+23,00

-0,58

+22,50

-0,23

+22,00

+0,12

+21,50

+0,47

+21,00

+0,81

+22,17

Emetropía

K

JNJ ICB00 EYHANCE

- SRK®/T -

Const. A: 119,26

IOL (D)

Ref (D)

+23,50

-0,79

+23,00

-0,44

+22,50

-0,09

+22,00

+0,26

+21,50

+0,60

+22,37

Emetropía

(!) Valor marginal

(*) Valor editado manualmente

--- No se ha medido valores

Comentario

Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

IOLMaster 700 Versión 1.88.1.64861 Fue impreso el 02-07-2024 13:29 por Administrator. Página 2 de 4

Paciente

WULF HITSCHFELD FREDY


Fecha de nacim. 19-07-1947
ID del paciente 4691431-7

Sexo Masculino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 02-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm



OD derecho		Análisis	
Estatus del ojo			
LS: Fáquica Ref: ---		VS: Humor vítreo VA: --- LVC: No tratado	
Valores biométricos			
AL: 23,73 mm CCT: 541 µm ACD: 2,88 mm LT: 4,78 mm		SD: 13 µm SD: 4 µm SD: 5 µm SD: 9 µm WTW: 12,2 mm P: 3,9 mm Ix: +0,5 mm ly: +0,3 mm CW-Chord: 0,6 mm @ 199°	
SE: 41,43 D K1: 41,29 D @ 179° K2: 41,58 D @ 89° ΔK: -0,29 D @ 179°		SD: 0,01 D SD: 0,01 D SD: 0,01 D TSE: 41,53 D TK1: 41,53 D @ 0° TK2: 41,53 D @ 90° ΔTK: --- SD: 0,04 D SD: 0,01 D SD: 0,08 D	
Scan B			
Queratometría		Blanco a blanco	
		Fijación	

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario	Firma
------------	-------



Paciente

WULF HITSCHFELD FREDY

Fecha de nacim. 19-07-1947
ID del paciente 4691431-7

Sexo Masculino


Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024
Fecha de la medición: 02-07-2024

de: Administrator
n: 1,3375

Resultado: Aceptar
CVD: 12,00 mm



Análisis			OS izquierdo	
Estatus del ojo				
LS: Fáquica Ref: ---		VS: Humor vítreo VA: ---		LVC: No tratado
Valores biométricos				
AL: 23,98 mm CCT: 546 µm ACD: 2,84 mm LT: 4,83 mm		SD: 9 µm SD: 3 µm SD: 5 µm SD: 8 µm		WTW: 12,1 mm P: 4,5 mm Ix: -0,5 mm ly: +0,4 mm CW-Chord: 0,5 mm @ 323°
SE: 41,39 D K1: 41,24 D @ 102° K2: 41,55 D @ 12° ΔK: -0,32 D @ 102°		SD: 0,01 D SD: 0,03 D SD: 0,03 D		TSE: 41,53 D TK1: 41,32 D @ 93° TK2: 41,75 D @ 3° ΔTK: -0,44 D @ 93° SD: 0,02 D SD: 0,02 D SD: 0,02 D
Scan B				
Queratometría		Blanco a blanco		Fijación

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved