

Paciente

WULF HITSCHFELD FREDY

Fecha de nacim. 19-07-1947
ID del paciente 4691431-7

Sexo Masculino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 02-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

OD

derecho

OS

izquierdo

Cálculo de IOL

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

Valores biométricos

AL: 23,73 mm

ACD: 2,88 mm

LT: 4,78 mm

WTW: 12,2 mm

SE: 41,43 D

ΔK: -0,29 D @179°

TSE: 41,53 D

ΔTK: ---

SD: 13 μm

SD: 5 μm

SD: 9 μm

SD: 0,01 D

K1: 41,29 D @179°

K2: 41,58 D @ 89°

TK1: 41,53 D @ 0°

TK2: 41,53 D @ 90°

AL: 23,98 mm

ACD: 2,84 mm

LT: 4,83 mm

WTW: 12,1 mm

SE: 41,39 D

ΔK: -0,32 D @102°

TSE: 41,53 D

ΔTK: -0,44 D @ 93°

SD: 9 μm

SD: 5 μm

SD: 8 μm

SD: 0,01 D

K1: 41,24 D @102°

K2: 41,55 D @ 12°

TK1: 41,32 D @ 93°

TK2: 41,75 D @ 3°

K

Alcon SN60WF

- Barrett Universal II -

LF: +1,88 DF: +5,0

IOL (D) Ref (D)

+24,00 -0,88

+23,50 -0,50

+23,00 -0,13

+22,50 +0,24

+22,00 +0,60

+22,82 Emetropía

K

Alcon SA60AT

- Barrett Universal II -

LF: +1,64 DF: +5,0

IOL (D) Ref (D)

+23,50 -0,87

+23,00 -0,49

+22,50 -0,11

+22,00 +0,26

+21,50 +0,63

+22,35 Emetropía

K

Alcon SN60WF

- Barrett Universal II -

LF: +1,88 DF: +5,0

IOL (D) Ref (D)

+23,00 -0,68

+22,50 -0,31

+22,00 +0,06

+21,50 +0,43

+21,00 +0,78

+22,09 Emetropía

K

Alcon SA60AT

- Barrett Universal II -

LF: +1,64 DF: +5,0

IOL (D) Ref (D)

+22,50 -0,66

+22,00 -0,28

+21,50 +0,10

+21,00 +0,47

+20,50 +0,83

+21,63 Emetropía

K

JNJ ICB00 EYHANCE

- Barrett Universal II -

LF: +2,02 DF: Estándar

IOL (D) Ref (D)

+24,00 -0,66

+23,50 -0,29

+23,00 +0,08

+22,50 +0,44

+22,00 +0,80

+23,11 Emetropía

K

Alcon Toric SN6ATX(2-9)

- Barrett Universal II -

LF: +2,02 DF: +5,0

IOL (D) Ref (D)

+24,00 -0,66

+23,50 -0,29

+23,00 +0,08

+22,50 +0,44

+22,00 +0,80

+23,11 Emetropía

K

JNJ ICB00 EYHANCE

- Barrett Universal II -

LF: +2,02 DF: Estándar

IOL (D) Ref (D)

+23,50 -0,84

+23,00 -0,47

+22,50 -0,10

+22,00 +0,26

+21,50 +0,61

+22,36 Emetropía

K

Alcon Toric SN6ATX(2-9)

- Barrett Universal II -

LF: +2,02 DF: +5,0

IOL (D) Ref (D)

+23,50 -0,84

+23,00 -0,47

+22,50 -0,10

+22,00 +0,26

+21,50 +0,61

+22,36 Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente

WULF HITSCHFELD FREDY

Fecha de nacim. 19-07-1947
ID del paciente 4691431-7

Sexo Masculino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 02-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

OD

derecho

OS

izquierdo

Cálculo de IOL

LS: Fáquica
Ref: ---
LVC: No tratado
Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo
VA: ---
Modo LVC: -
SIA: +0,00 D @ 0°

LS: Fáquica
Ref: ---
LVC: No tratado
Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo
VA: ---
Modo LVC: -
SIA: +0,00 D @ 0°

Valores biométricos

AL: 23,73 mm SD: 13 µm
ACD: 2,88 mm SD: 5 µm
LT: 4,78 mm SD: 9 µm
WTW: 12,2 mm
SE: 41,43 D SD: 0,01 D K1: 41,29 D @ 179°
ΔK: -0,29 D @ 179° K2: 41,58 D @ 89°
TSE: 41,53 D SD: 0,04 D TK1: 41,53 D @ 0°
ΔTK: --- TK2: 41,53 D @ 90°

AL: 23,98 mm SD: 9 µm
ACD: 2,84 mm SD: 5 µm
LT: 4,83 mm SD: 8 µm
WTW: 12,1 mm
SE: 41,39 D SD: 0,01 D K1: 41,24 D @ 102°
ΔK: -0,32 D @ 102° K2: 41,55 D @ 12°
TSE: 41,53 D SD: 0,02 D TK1: 41,32 D @ 93°
ΔTK: -0,44 D @ 93° TK2: 41,75 D @ 3°

K

ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY

- Barrett Universal II -
LF: +1,99 DF: Estándar
IOL (D) Ref (D)
+24,00 -0,71
+23,50 -0,34
+23,00 +0,03
+22,50 +0,39
+22,00 +0,75
+23,04 Emetropía

K

ALCON CLAREON PanOptix CNWTT0

- Barrett Universal II -
LF: +1,94 DF: Estándar
IOL (D) Ref (D)
+24,00 -0,79
+23,50 -0,41
+23,00 -0,04
+22,50 +0,32
+22,00 +0,68
+22,94 Emetropía

K

ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY

- Barrett Universal II -
LF: +1,99 DF: Estándar
IOL (D) Ref (D)
+23,50 -0,89
+23,00 -0,52
+22,50 -0,15
+22,00 +0,21
+21,50 +0,57
+22,29 Emetropía

K

ALCON CLAREON PanOptix CNWTT0

- Barrett Universal II -
LF: +1,94 DF: Estándar
IOL (D) Ref (D)
+23,00 -0,59
+22,50 -0,22
+22,00 +0,15
+21,50 +0,51
+21,00 +0,86
+22,20 Emetropía

K

Alcon AcrySof MA60AC

- Barrett Universal II -
LF: +1,99 DF: Estándar
IOL (D) Ref (D)
+24,00 -0,71
+23,50 -0,34
+23,00 +0,03
+22,50 +0,39
+22,00 +0,75
+23,05 Emetropía

K

ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)

- Barrett Universal II -
LF: +1,94 DF: Estándar
IOL (D) Ref (D)
+24,00 -0,79
+23,50 -0,41
+23,00 -0,04
+22,50 +0,32
+22,00 +0,68
+22,94 Emetropía

K

Alcon AcrySof MA60AC

- Barrett Universal II -
LF: +1,99 DF: Estándar
IOL (D) Ref (D)
+23,50 -0,89
+23,00 -0,52
+22,50 -0,15
+22,00 +0,22
+21,50 +0,57
+22,30 Emetropía

K

ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)

- Barrett Universal II -
LF: +1,94 DF: Estándar
IOL (D) Ref (D)
+23,00 -0,59
+22,50 -0,22
+22,00 +0,15
+21,50 +0,51
+21,00 +0,86
+22,20 Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente

WULF HITSCHFELD FREDY


Fecha de nacim. 19-07-1947
ID del paciente 4691431-7

Sexo Masculino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 02-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm



OD derecho		Análisis	
Estatus del ojo			
LS: Fáquica Ref: ---		VS: Humor vítreo VA: ---	
LVC: No tratado			
Valores biométricos			
AL: 23,73 mm		SD: 13 µm	
CCT: 541 µm		WTW: 12,2 mm	
ACD: 2,88 mm		P: 3,9 mm	
LT: 4,78 mm		Ix: +0,5 mm ly: +0,3 mm	
		CW-Chord: 0,6 mm @ 199°	
SE: 41,43 D		SD: 0,01 D	
K1: 41,29 D @ 179°		SD: 0,01 D	
K2: 41,58 D @ 89°		SD: 0,01 D	
ΔK: -0,29 D @ 179°		SD: 0,08 D	
TSE: 41,53 D		SD: 0,04 D	
TK1: 41,53 D @ 0°		SD: 0,01 D	
TK2: 41,53 D @ 90°		SD: 0,08 D	
ΔTK: ---			
Scan B			
Queratometría		Blanco a blanco	
		Fijación	

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario	Firma
------------	-------



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente

WULF HITSCHFELD FREDY

Fecha de nacim. 19-07-1947
ID del paciente 4691431-7

Sexo Masculino


Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024
Fecha de la medición: 02-07-2024

de: Administrator
n: 1,3375

Resultado: Aceptar
CVD: 12,00 mm



Análisis		OS izquierdo	
Estatus del ojo			
LS: Fáquica Ref: ---		VS: Humor vítreo VA: ---	
LVC: No tratado			
Valores biométricos			
AL: 23,98 mm CCT: 546 µm ACD: 2,84 mm LT: 4,83 mm		SD: 9 µm SD: 3 µm SD: 5 µm SD: 8 µm	
WTW: 12,1 mm P: 4,5 mm		Ix: -0,5 mm ly: +0,4 mm CW-Chord: 0,5 mm @ 323°	
SE: 41,39 D K1: 41,24 D @ 102° K2: 41,55 D @ 12° ΔK: -0,32 D @ 102°		SD: 0,01 D SD: 0,03 D SD: 0,03 D	
TSE: 41,53 D TK1: 41,32 D @ 93° TK2: 41,75 D @ 3° ΔTK: -0,44 D @ 93°		SD: 0,02 D SD: 0,02 D SD: 0,02 D	
Scan B			
Queratometría		Blanco a blanco	
Fijación			

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved