

Paciente


ROHART BROWN MARIA ANGELICA

Fecha de nacim. 21-11-1945 Sexo Femenino
ID del paciente 5313507-2

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Médico Surgeon Operador Administrator

Fecha verif. calibración: 03-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 03-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm



OD				Cálculo de IOL				OS							
derecho								izquierdo							
Estatus del ojo															
LS: Fáquica				VS: Humor vítreo				LS: Fáquica				VS: Humor vítreo			
Ref: ---				VA: ---				Ref: ---				VA: ---			
LVC: No tratado				Modo LVC: -				LVC: No tratado				Modo LVC: -			
Refr. dest.: Plano				SIA: +0,00 D @ 0°				Refr. dest.: Plano				SIA: +0,00 D @ 0°			
Valores biométricos															
AL: 23,61 mm				SD: 9 µm				AL: 23,74 mm				SD: 13 µm			
ACD: 3,21 mm				SD: 6 µm				ACD: 3,25 mm				SD: 8 µm			
LT: 4,35 mm				SD: 9 µm				LT: 4,30 mm				SD: 13 µm			
WTW: 11,9 mm								WTW: 11,8 mm							
SE: 43,79 D				SD: 0,01 D				SE: 43,66 D				SD: 0,01 D			
ΔK: -0,49 D @145°				K1: 43,55 D @145°				SE: 43,66 D				SD: 0,01 D			
				K2: 44,04 D @ 55°				ΔK: -0,50 D @ 34°				K1: 43,41 D @ 34°			
TSE: 43,87 D				SD: 0,01 D				TK1: 43,58 D @132°				K2: 43,92 D @124°			
ΔTK: -0,59 D @132°				TK2: 44,17 D @ 42°				TSE: 43,68 D				SD: 0,00 D			
								TK1: 43,37 D @ 54°				TK2: 44,00 D @144°			
ΔTK: -0,62 D @ 54°								ΔTK: -0,62 D @ 54°							
K Alcon SN60WF				K Alcon SA60AT				K Alcon SN60WF				K Alcon SA60AT			
- Barrett Universal II -				- Barrett Universal II -				- Barrett Universal II -				- Barrett Universal II -			
LF: +1,88 DF: +5,0				LF: +1,64 DF: +5,0				LF: +1,88 DF: +5,0				LF: +1,64 DF: +5,0			
IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)			
+21,50 -0,66				+21,00 -0,64				+21,50 -0,87				+21,00 -0,84			
+21,00 -0,31				+20,50 -0,27				+21,00 -0,51				+20,50 -0,47			
+20,50 +0,05				+20,00 +0,09				+20,50 -0,15				+20,00 -0,11			
+20,00 +0,40				+19,50 +0,44				+20,00 +0,20				+19,50 +0,25			
+19,50 +0,74				+19,00 +0,80				+19,50 +0,55				+19,00 +0,60			
+20,57 Emetropía				+20,13 Emetropía				+20,29 Emetropía				+19,85 Emetropía			
K JNJ ICB00 EYHANCE				K Alcon Toric SN6ATX(2-9)				K JNJ ICB00 EYHANCE				K Alcon Toric SN6ATX(2-9)			
- Barrett Universal II -				- Barrett Universal II -				- Barrett Universal II -				- Barrett Universal II -			
LF: +2,02 DF: Estándar				LF: +2,02 DF: +5,0				LF: +2,02 DF: Estándar				LF: +2,02 DF: +5,0			
IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)			
+22,00 -0,83				+22,00 -0,83				+21,50 -0,67				+21,50 -0,67			
+21,50 -0,47				+21,50 -0,47				+21,00 -0,32				+21,00 -0,32			
+21,00 -0,12				+21,00 -0,12				+20,50 +0,03				+20,50 +0,03			
+20,50 +0,23				+20,50 +0,23				+20,00 +0,38				+20,00 +0,38			
+20,00 +0,58				+20,00 +0,58				+19,50 +0,72				+19,50 +0,72			
+20,83 Emetropía				+20,83 Emetropía				+20,55 Emetropía				+20,55 Emetropía			

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente


ROHART BROWN MARIA ANGELICA

Fecha de nacim. 21-11-1945 Sexo Femenino
ID del paciente 5313507-2

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Médico Surgeon Operador Administrator

Fecha verif. calibración: 03-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 03-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm



OD				Cálculo de IOL				OS							
derecho								izquierdo							
Estatus del ojo															
LS: Fáquica				VS: Humor vítreo				LS: Fáquica				VS: Humor vítreo			
Ref: ---				VA: ---				Ref: ---				VA: ---			
LVC: No tratado				Modo LVC: -				LVC: No tratado				Modo LVC: -			
Refr. dest.: Plano				SIA: +0,00 D @ 0°				Refr. dest.: Plano				SIA: +0,00 D @ 0°			
Valores biométricos															
AL: 23,61 mm				SD: 9 µm				AL: 23,74 mm				SD: 13 µm			
ACD: 3,21 mm				SD: 6 µm				ACD: 3,25 mm				SD: 8 µm			
LT: 4,35 mm				SD: 9 µm				LT: 4,30 mm				SD: 13 µm			
WTW: 11,9 mm								WTW: 11,8 mm							
SE: 43,79 D				SD: 0,01 D				SE: 43,66 D				SD: 0,01 D			
ΔK: -0,49 D @145°				K1: 43,55 D @145°				SE: 43,66 D				SD: 0,01 D			
				K2: 44,04 D @ 55°				ΔK: -0,50 D @ 34°				K1: 43,41 D @ 34°			
TSE: 43,87 D				SD: 0,01 D				TK1: 43,58 D @132°				K2: 43,92 D @124°			
ΔTK: -0,59 D @132°				TK2: 44,17 D @ 42°				TSE: 43,68 D				SD: 0,00 D			
								TK1: 43,37 D @ 54°				TK2: 44,00 D @144°			
								ΔTK: -0,62 D @ 54°							
K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY				K ALCON CLAREON PanOptix CNWTT0				K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY				K ALCON CLAREON PanOptix CNWTT0			
- Barrett Universal II -				- Barrett Universal II -				- Barrett Universal II -				- Barrett Universal II -			
LF: +1,99 DF: Estándar				LF: +1,94 DF: Estándar				LF: +1,99 DF: Estándar				LF: +1,94 DF: Estándar			
IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)			
+22,00 -0,87				+21,50 -0,58				+21,50 -0,72				+21,50 -0,78			
+21,50 -0,51				+21,00 -0,22				+21,00 -0,36				+21,00 -0,42			
+21,00 -0,16				+20,50 +0,13				+20,50 -0,01				+20,50 -0,07			
+20,50 +0,19				+20,00 +0,47				+20,00 +0,34				+20,00 +0,28			
+20,00 +0,54				+19,50 +0,82				+19,50 +0,68				+19,50 +0,62			
+20,77 Emetropía				+20,69 Emetropía				+20,49 Emetropía				+20,40 Emetropía			
K Alcon AcrySof MA60AC				K ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)				K Alcon AcrySof MA60AC				K ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)			
- Barrett Universal II -				- Barrett Universal II -				- Barrett Universal II -				- Barrett Universal II -			
LF: +1,99 DF: Estándar				LF: +1,94 DF: Estándar				LF: +1,99 DF: Estándar				LF: +1,94 DF: Estándar			
IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)			
+22,00 -0,87				+21,50 -0,58				+21,50 -0,71				+21,50 -0,78			
+21,50 -0,51				+21,00 -0,22				+21,00 -0,36				+21,00 -0,42			
+21,00 -0,16				+20,50 +0,13				+20,50 -0,01				+20,50 -0,07			
+20,50 +0,19				+20,00 +0,47				+20,00 +0,34				+20,00 +0,28			
+20,00 +0,54				+19,50 +0,82				+19,50 +0,69				+19,50 +0,62			
+20,78 Emetropía				+20,69 Emetropía				+20,49 Emetropía				+20,40 Emetropía			

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente

ROHART BROWN MARIA ANGELICA


Fecha de nacim. 21-11-1945
ID del paciente 5313507-2

Sexo Femenino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 03-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm



OD derecho		Análisis	
Estatus del ojo			
LS: Fáquica Ref: ---		VS: Humor vítreo VA: ---	
LVC: No tratado			
Valores biométricos			
AL: 23,61 mm CCT: 584 µm ACD: 3,21 mm LT: 4,35 mm		SD: 9 µm SD: 3 µm SD: 6 µm SD: 9 µm	
WTW: 11,9 mm P: 3,6 mm		Ix: +0,6 mm ly: +0,2 mm CW-Chord: 0,5 mm @ 194°	
SE: 43,79 D K1: 43,55 D @ 145° K2: 44,04 D @ 55° ΔK: -0,49 D @ 145°		SD: 0,01 D SD: 0,02 D SD: 0,01 D	
TSE: 43,87 D TK1: 43,58 D @ 132° TK2: 44,17 D @ 42° ΔTK: -0,59 D @ 132°		SD: 0,01 D SD: 0,04 D SD: 0,04 D	
Scan B			
Queratometría		Blanco a blanco	
		Fijación	

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario	Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente

ROHART BROWN MARIA ANGELICA


Fecha de nacim. 21-11-1945
ID del paciente 5313507-2

Sexo Femenino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 03-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm



Análisis			OS izquierdo	
Estatus del ojo				
LS: Fáquica Ref: ---		VS: Humor vítreo VA: ---		LVC: No tratado
Valores biométricos				
AL: 23,74 mm CCT: 587 µm ACD: 3,25 mm LT: 4,30 mm		SD: 13 µm SD: 4 µm SD: 8 µm SD: 13 µm		WTW: 11,8 mm P: 3,8 mm Ix: -0,4 mm Iy: +0,3 mm CW-Chord: 0,3 mm @ 323°
SE: 43,66 D K1: 43,41 D @ 34° K2: 43,92 D @ 124° ΔK: -0,50 D @ 34°		SD: 0,01 D SD: 0,01 D SD: 0,01 D		TSE: 43,68 D TK1: 43,37 D @ 54° TK2: 44,00 D @ 144° ΔTK: -0,62 D @ 54° SD: 0,00 D SD: 0,03 D SD: 0,03 D
Scan B				
Queratometría		Blanco a blanco		Fijación

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma

