

Paciente


ROHART BROWN MARIA ANGELICA

Fecha de nacim. 21-11-1945 Sexo Femenino
ID del paciente 5313507-2

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Médico Surgeon Operador Administrator

Fecha verif. calibración: 03-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 03-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm



OD				Cálculo de IOL				OS							
derecho								izquierdo							
Estatus del ojo															
LS: Fáquica				VS: Humor vítreo				LS: Fáquica				VS: Humor vítreo			
Ref: ---				VA: ---				Ref: ---				VA: ---			
LVC: No tratado				Modo LVC: -				LVC: No tratado				Modo LVC: -			
Refr. dest.: Plano				SIA: +0,00 D @ 0°				Refr. dest.: Plano				SIA: +0,00 D @ 0°			
Valores biométricos															
AL: 23,61 mm				SD: 9 µm				AL: 23,74 mm				SD: 13 µm			
ACD: 3,21 mm				SD: 6 µm				ACD: 3,25 mm				SD: 8 µm			
LT: 4,35 mm				SD: 9 µm				LT: 4,30 mm				SD: 13 µm			
WTW: 11,9 mm								WTW: 11,8 mm							
SE: 43,79 D				SD: 0,01 D				SE: 43,66 D				SD: 0,01 D			
ΔK: -0,49 D @145°				K1: 43,55 D @145°				SE: 43,66 D				SD: 0,01 D			
				K2: 44,04 D @ 55°				ΔK: -0,50 D @ 34°				K1: 43,41 D @ 34°			
TSE: 43,87 D				SD: 0,01 D				TK1: 43,58 D @132°				K2: 43,92 D @124°			
ΔTK: -0,59 D @132°				TK2: 44,17 D @ 42°				TSE: 43,68 D				SD: 0,00 D			
								TK1: 43,37 D @ 54°				TK2: 44,00 D @144°			
								ΔTK: -0,62 D @ 54°							
K Alcon SN60WF				K Alcon SA60AT				K Alcon SN60WF				K Alcon SA60AT			
- Haigis -				- Haigis -				- Haigis -				- Haigis -			
A0: -0,769 A1: +0,234 A2: +0,217				A0: -0,111 A1: +0,249 A2: +0,179				A0: -0,769 A1: +0,234 A2: +0,217				A0: -0,111 A1: +0,249 A2: +0,179			
IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)			
+21,50 -0,56				+21,50 -0,83				+21,50 -0,73				+21,00 -0,64			
+21,00 -0,20				+21,00 -0,47				+21,00 -0,38				+20,50 -0,28			
+20,50 +0,15				+20,50 -0,11				+20,50 -0,03				+20,00 +0,07			
+20,00 +0,49				+20,00 +0,24				+20,00 +0,32				+19,50 +0,42			
+19,50 +0,83				+19,50 +0,59				+19,50 +0,66				+19,00 +0,77			
+20,71 Emetropía				+20,35 Emetropía				+20,46 Emetropía				+20,10 Emetropía			
K JNJ ICB00 EYHANCE				K Alcon Toric SN6ATX(2-9)				K JNJ ICB00 EYHANCE				K Alcon Toric SN6ATX(2-9)			
- Haigis -				- Haigis -				- Haigis -				- Haigis -			
A0: -2,364 A1: +0,220 A2: +0,293				A0: -0,323 A1: +0,213 A2: +0,208				A0: -2,364 A1: +0,220 A2: +0,293				A0: -0,323 A1: +0,213 A2: +0,208			
IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)			
+22,00 -0,69				+22,00 -0,68				+22,00 -0,85				+22,00 -0,85			
+21,50 -0,34				+21,50 -0,33				+21,50 -0,50				+21,50 -0,50			
+21,00 +0,01				+21,00 +0,02				+21,00 -0,15				+21,00 -0,15			
+20,50 +0,35				+20,50 +0,36				+20,50 +0,19				+20,50 +0,19			
+20,00 +0,69				+20,00 +0,70				+20,00 +0,53				+20,00 +0,53			
+21,01 Emetropía				+21,03 Emetropía				+20,78 Emetropía				+20,78 Emetropía			

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente


ROHART BROWN MARIA ANGELICA

Fecha de nacim. 21-11-1945 Sexo Femenino
ID del paciente 5313507-2

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Médico Surgeon Operador Administrator

Fecha verif. calibración: 03-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 03-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm



OD				Cálculo de IOL				OS							
derecho								izquierdo							
															
Estatus del ojo															
LS: Fáquica				VS: Humor vítreo				LS: Fáquica				VS: Humor vítreo			
Ref: ---				VA: ---				Ref: ---				VA: ---			
LVC: No tratado				Modo LVC: -				LVC: No tratado				Modo LVC: -			
Refr. dest.: Plano				SIA: +0,00 D @ 0°				Refr. dest.: Plano				SIA: +0,00 D @ 0°			
Valores biométricos															
AL: 23,61 mm				SD: 9 µm				AL: 23,74 mm				SD: 13 µm			
ACD: 3,21 mm				SD: 6 µm				ACD: 3,25 mm				SD: 8 µm			
LT: 4,35 mm				SD: 9 µm				LT: 4,30 mm				SD: 13 µm			
WTW: 11,9 mm								WTW: 11,8 mm							
SE: 43,79 D				SD: 0,01 D				SE: 43,66 D				SD: 0,01 D			
ΔK: -0,49 D @145°				K1: 43,55 D @145°				SE: 43,66 D				SD: 0,01 D			
				K2: 44,04 D @ 55°				ΔK: -0,50 D @ 34°				K1: 43,41 D @ 34°			
TSE: 43,87 D				TK1: 43,58 D @132°				ΔK: -0,50 D @ 34°				K2: 43,92 D @124°			
ΔTK: -0,59 D @132°				TK2: 44,17 D @ 42°				TSE: 43,68 D				SD: 0,00 D			
								TK1: 43,37 D @ 54°				TK2: 44,00 D @144°			
								ΔTK: -0,62 D @ 54°							
K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY				K ALCON CLAREON PanOptix CNWTT0				K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY				K ALCON CLAREON PanOptix CNWTT0			
- Haigis -				- Haigis -				- Haigis -				- Haigis -			
A0: +1,476 A1: +0,233 A2: +0,122				A0: +1,375 A1: +0,400 A2: +0,100				A0: +1,476 A1: +0,233 A2: +0,122				A0: +1,375 A1: +0,400 A2: +0,100			
IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)			
+21,50 -0,56				+21,50 -0,68				+21,50 -0,75				+21,50 -0,86			
+21,00 -0,21				+21,00 -0,32				+21,00 -0,40				+21,00 -0,51			
+20,50 +0,14				+20,50 +0,03				+20,50 -0,04				+20,50 -0,15			
+20,00 +0,49				+20,00 +0,38				+20,00 +0,30				+20,00 +0,20			
+19,50 +0,83				+19,50 +0,73				+19,50 +0,65				+19,50 +0,55			
+20,71 Emetropía				+20,55 Emetropía				+20,44 Emetropía				+20,29 Emetropía			
K ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)				K Alcon AcrySof MA60AC				K ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)				K Alcon AcrySof MA60AC			
- Haigis -				- Haigis -				- Haigis -				- Haigis -			
A0: -0,399 A1: +0,209 A2: +0,211				A0: +0,229 A1: +0,011 A2: +0,205				A0: -0,399 A1: +0,209 A2: +0,211				A0: +0,229 A1: +0,011 A2: +0,205			
IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)			
+22,00 -0,70				+21,50 -0,56				+21,50 -0,53				+21,50 -0,75			
+21,50 -0,35				+21,00 -0,21				+21,00 -0,18				+21,00 -0,39			
+21,00 +0,00				+20,50 +0,14				+20,50 +0,17				+20,50 -0,04			
+20,50 +0,34				+20,00 +0,49				+20,00 +0,51				+20,00 +0,31			
+20,00 +0,68				+19,50 +0,83				+19,50 +0,84				+19,50 +0,65			
+21,00 Emetropía				+20,70 Emetropía				+20,74 Emetropía				+20,44 Emetropía			

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente

ROHART BROWN MARIA ANGELICA


Fecha de nacim. 21-11-1945
ID del paciente 5313507-2

Sexo Femenino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 03-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm



OD derecho		Análisis	
Estatus del ojo			
LS: Fáquica Ref: ---		VS: Humor vítreo VA: --- LVC: No tratado	
Valores biométricos			
AL: 23,61 mm CCT: 584 µm ACD: 3,21 mm LT: 4,35 mm		SD: 9 µm SD: 3 µm SD: 6 µm SD: 9 µm WTW: 11,9 mm P: 3,6 mm Ix: +0,6 mm ly: +0,2 mm CW-Chord: 0,5 mm @ 194°	
SE: 43,79 D K1: 43,55 D @ 145° K2: 44,04 D @ 55° ΔK: -0,49 D @ 145°		SD: 0,01 D SD: 0,02 D SD: 0,01 D TSE: 43,87 D TK1: 43,58 D @ 132° TK2: 44,17 D @ 42° ΔTK: -0,59 D @ 132° SD: 0,01 D SD: 0,04 D SD: 0,04 D	
Scan B			
Queratometría		Blanco a blanco	
		Fijación	

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario	Firma



Paciente

ROHART BROWN MARIA ANGELICA


Fecha de nacim. 21-11-1945
ID del paciente 5313507-2

Sexo Femenino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 03-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm



Análisis			OS izquierdo	
Estatus del ojo				
LS: Fáquica Ref: ---		VS: Humor vítreo VA: ---		LVC: No tratado
Valores biométricos				
AL: 23,74 mm		SD: 13 µm	WTW: 11,8 mm	lx: -0,4 mm ly: +0,3 mm
CCT: 587 µm		SD: 4 µm	P: 3,8 mm	CW-Chord: 0,3 mm @ 323°
ACD: 3,25 mm		SD: 8 µm		
LT: 4,30 mm		SD: 13 µm		
SE: 43,66 D		SD: 0,01 D	TSE: 43,68 D SD: 0,00 D	
K1: 43,41 D @ 34°		SD: 0,01 D	TK1: 43,37 D @ 54° SD: 0,03 D	
K2: 43,92 D @ 124°		SD: 0,01 D	TK2: 44,00 D @ 144° SD: 0,03 D	
ΔK: -0,50 D @ 34°			ΔTK: -0,62 D @ 54°	
Scan B				
Queratometría		Blanco a blanco		Fijación

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved