

Paciente


BARROS TAPIA RAMON

Fecha de nacim. 04-10-1945 Sexo Masculino
ID del paciente 5430240-5

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Médico Surgeon Operador Administrator

Fecha verif. calibración: 02-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 02-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm



OD				Cálculo de IOL				OS							
derecho								izquierdo							
Estatus del ojo															
LS: Fáquica				VS: Humor vítreo				LS: Fáquica				VS: Humor vítreo			
Ref: ---				VA: ---				Ref: ---				VA: ---			
LVC: No tratado				Modo LVC: -				LVC: No tratado				Modo LVC: -			
Refr. dest.: Plano				SIA: +0,00 D @ 0°				Refr. dest.: Plano				SIA: +0,00 D @ 0°			
Valores biométricos															
AL: 24,29 mm				SD: 12 µm				AL: 24,11 mm				SD: 10 µm			
ACD: 3,22 mm				SD: 4 µm				ACD: 3,24 mm				SD: 6 µm			
LT: 4,81 mm				SD: 13 µm				LT: 4,87 mm				SD: 16 µm			
WTW: 11,9 mm								WTW: 12,1 mm (!)							
SE: 42,60 D				SD: 0,01 D				SE: 42,84 D				SD: 0,01 D			
ΔK: -0,24 D @ 87°				K1: 42,48 D @ 87°				ΔK: -0,74 D @ 117°				K1: 42,47 D @ 117°			
				K2: 42,72 D @ 177°								K2: 43,21 D @ 27°			
TSE: 42,59 D				SD: 0,03 D				TSE: 42,83 D				SD: 0,03 D			
TK1: 42,39 D @ 91°				TK1: 42,36 D @ 112°				TK1: 42,36 D @ 112°				TK1: 42,36 D @ 112°			
ΔTK: -0,39 D @ 91°				TK2: 42,79 D @ 1°				ΔTK: -0,94 D @ 112°				TK2: 43,30 D @ 22°			
K Alcon SN60WF				K Alcon SA60AT				K Alcon SN60WF				K Alcon SA60AT			
- Barrett Universal II -				- Barrett Universal II -				- Barrett Universal II -				- Barrett Universal II -			
LF: +1,88 DF: +5,0				LF: +1,64 DF: +5,0				LF: +1,88 DF: +5,0				LF: +1,64 DF: +5,0			
IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)			
+21,00 -0,78				+20,50 -0,73				+21,50 -0,88				+21,00 -0,84			
+20,50 -0,42				+20,00 -0,37				+21,00 -0,52				+20,50 -0,48			
+20,00 -0,06				+19,50 +0,00				+20,50 -0,16				+20,00 -0,12			
+19,50 +0,29				+19,00 +0,35				+20,00 +0,19				+19,50 +0,24			
+19,00 +0,64				+18,50 +0,70				+19,50 +0,54				+19,00 +0,59			
+19,91 Emetropía				+19,49 Emetropía				+20,27 Emetropía				+19,84 Emetropía			
K JNJ ICB00 EYHANCE				K Alcon Toric SN6ATX(2-9)				K JNJ ICB00 EYHANCE				K Alcon Toric SN6ATX(2-9)			
- Barrett Universal II -				- Barrett Universal II -				- Barrett Universal II -				- Barrett Universal II -			
LF: +2,02 DF: Estándar				LF: +2,02 DF: +5,0				LF: +2,02 DF: Estándar				LF: +2,02 DF: +5,0			
IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)			
+21,00 -0,59				+21,00 -0,59				+21,50 -0,69				+21,50 -0,69			
+20,50 -0,24				+20,50 -0,24				+21,00 -0,33				+21,00 -0,33			
+20,00 +0,11				+20,00 +0,11				+20,50 +0,02				+20,50 +0,02			
+19,50 +0,46				+19,50 +0,46				+20,00 +0,36				+20,00 +0,36			
+19,00 +0,80				+19,00 +0,80				+19,50 +0,71				+19,50 +0,71			
+20,16 Emetropía				+20,16 Emetropía				+20,53 Emetropía				+20,53 Emetropía			

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



Paciente


BARROS TAPIA RAMON

Fecha de nacim. 04-10-1945 Sexo Masculino
ID del paciente 5430240-5

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Médico Surgeon Operador Administrator

Fecha verif. calibración: 02-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 02-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm



OD				Cálculo de IOL				OS							
derecho								izquierdo							
															
Estatus del ojo															
LS: Fáquica				VS: Humor vítreo				LS: Fáquica				VS: Humor vítreo			
Ref: ---				VA: ---				Ref: ---				VA: ---			
LVC: No tratado				Modo LVC: -				LVC: No tratado				Modo LVC: -			
Refr. dest.: Plano				SIA: +0,00 D @ 0°				Refr. dest.: Plano				SIA: +0,00 D @ 0°			
Valores biométricos															
AL: 24,29 mm				SD: 12 µm				AL: 24,11 mm				SD: 10 µm			
ACD: 3,22 mm				SD: 4 µm				ACD: 3,24 mm				SD: 6 µm			
LT: 4,81 mm				SD: 13 µm				LT: 4,87 mm				SD: 16 µm			
WTW: 11,9 mm								WTW: 12,1 mm (!)							
SE: 42,60 D				SD: 0,01 D				SE: 42,84 D				SD: 0,01 D			
ΔK: -0,24 D @ 87°				K1: 42,48 D @ 87°				ΔK: -0,74 D @ 117°				K1: 42,47 D @ 117°			
				K2: 42,72 D @ 177°								K2: 43,21 D @ 27°			
TSE: 42,59 D				SD: 0,03 D				TSE: 42,83 D				SD: 0,03 D			
TK1: 42,39 D @ 91°								TK1: 42,36 D @ 112°							
ΔTK: -0,39 D @ 91°				TK2: 42,79 D @ 1°				ΔTK: -0,94 D @ 112°				TK2: 43,30 D @ 22°			
K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY				K ALCON CLAREON PanOptix CNWTT0				K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY				K ALCON CLAREON PanOptix CNWTT0			
- Barrett Universal II -				- Barrett Universal II -				- Barrett Universal II -				- Barrett Universal II -			
LF: +1,99 DF: Estándar				LF: +1,94 DF: Estándar				LF: +1,99 DF: Estándar				LF: +1,94 DF: Estándar			
IOL (D)		Ref (D)		IOL (D)		Ref (D)		IOL (D)		Ref (D)		IOL (D)		Ref (D)	
+21,00		-0,63		+21,00		-0,70		+21,50		-0,73		+21,50		-0,80	
+20,50		-0,28		+20,50		-0,34		+21,00		-0,38		+21,00		-0,44	
+20,00		+0,07		+20,00		+0,01		+20,50		-0,02		+20,50		-0,09	
+19,50		+0,42		+19,50		+0,36		+20,00		+0,32		+20,00		+0,26	
+19,00		+0,76		+19,00		+0,71		+19,50		+0,67		+19,50		+0,61	
+20,11		Emetropía		+20,02		Emetropía		+20,47		Emetropía		+20,38		Emetropía	
K Alcon AcrySof MA60AC				K ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)				K Alcon AcrySof MA60AC				K ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)			
- Barrett Universal II -				- Barrett Universal II -				- Barrett Universal II -				- Barrett Universal II -			
LF: +1,99 DF: Estándar				LF: +1,94 DF: Estándar				LF: +1,99 DF: Estándar				LF: +1,94 DF: Estándar			
IOL (D)		Ref (D)		IOL (D)		Ref (D)		IOL (D)		Ref (D)		IOL (D)		Ref (D)	
+21,00		-0,63		+21,00		-0,70		+21,50		-0,73		+21,50		-0,80	
+20,50		-0,28		+20,50		-0,34		+21,00		-0,37		+21,00		-0,44	
+20,00		+0,08		+20,00		+0,01		+20,50		-0,02		+20,50		-0,09	
+19,50		+0,42		+19,50		+0,36		+20,00		+0,33		+20,00		+0,26	
+19,00		+0,76		+19,00		+0,71		+19,50		+0,67		+19,50		+0,61	
+20,11		Emetropía		+20,02		Emetropía		+20,47		Emetropía		+20,38		Emetropía	

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente

BARROS TAPIA RAMON


Fecha de nacim. 04-10-1945
ID del paciente 5430240-5

Sexo Masculino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 02-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm



OD

derecho

Análisis

Estatus del ojo

LS: Fáquica

VS: Humor vítreo

LVC: No tratado

Ref: ---

VA: ---

Valores biométricos

AL: 24,29 mm

SD: 12 µm

WTW: 11,9 mm

lx: +0,3 mm

ly: +0,2 mm

CCT: 591 µm

SD: 4 µm

P: 2,6 mm

CW-Chord: 0,3 mm @ 289°

ACD: 3,22 mm

SD: 4 µm

LT: 4,81 mm

SD: 13 µm

SE: 42,60 D

SD: 0,01 D

TSE: 42,59 D

SD: 0,03 D

K1: 42,48 D @ 87°

SD: 0,02 D

TK1: 42,39 D @ 91°

SD: 0,02 D

K2: 42,72 D @ 177°

SD: 0,02 D

TK2: 42,79 D @ 1°

SD: 0,05 D

ΔK: -0,24 D @ 87°

ΔTK: -0,39 D @ 91°

Scan B

Queratometría

Blanco a blanco

Fijación

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



Paciente

BARROS TAPIA RAMON

Fecha de nacim. 04-10-1945
ID del paciente 5430240-5

Sexo Masculino


Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 02-07-2024
Fecha de la medición: 02-07-2024

de: Administrator
n: 1,3375

Resultado: Aceptar
CVD: 12,00 mm



OS
izquierdo

Análisis

Estatus del ojo

LS: Fáquica
Ref: ---

VS: Humor vítreo
VA: ---

LVC: No tratado

Valores biométricos

AL: 24,11 mm
CCT: 581 µm
ACD: 3,24 mm
LT: 4,87 mm

SD: 10 µm
SD: 3 µm
SD: 6 µm
SD: 16 µm

WTW: 12,1 mm (!)
P: 3,1 mm

Ix: -0,5 mm
CW-Chord: 0,3 mm @ 246°

Iy: -0,2 mm

SE: 42,84 D
K1: 42,47 D @ 117°
K2: 43,21 D @ 27°
ΔK: -0,74 D @ 117°

SD: 0,01 D
SD: 0,01 D
SD: 0,01 D

TSE: 42,83 D
TK1: 42,36 D @ 112°
TK2: 43,30 D @ 22°
ΔTK: -0,94 D @ 112°

SD: 0,03 D
SD: 0,03 D
SD: 0,02 D

Scan B

Queratometría

Blanco a blanco

Fijación

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma

