

Paciente

ALVARADO TOLEDANO LOIS VOLTAIRE

Fecha de nacim. 06-05-1952 Sexo Masculino
ID del paciente 6051042-3
Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 03-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

[OD] SRK® es una marca comercial de la empresa CTI (Computational Technology Inc.)
[OS] SRK® es una marca comercial de la empresa CTI (Computational Technology Inc.)

OD

derecho

OS

izquierdo

Cálculo de IOL

LS: Fáquica

VS: Humor vítreo

Ref: ---

VA: ---

LVC: No tratado

Modo LVC: -

Refr. dest.: Plano

SIA: +0,00 D @ 0°

LS: Fáquica

VS: Humor vítreo

Ref: ---

VA: ---

LVC: No tratado

Modo LVC: -

Refr. dest.: Plano

SIA: +0,00 D @ 0°

Valores biométricos

AL: 24,76 mm

SD: 7 μm

ACD: 2,92 mm

SD: 8 μm

LT: 5,21 mm

SD: 14 μm

WTW: 12,3 mm

SE: 44,03 D

SD: 0,01 D

K1: 43,89 D @166°

ΔK: -0,29 D @166°

K2: 44,17 D @ 76°

TSE: 44,00 D

SD: 0,03 D

TK1: 43,92 D @151°

ΔTK: -0,17 D @151°

TK2: 44,09 D @ 61°

AL: 24,56 mm

SD: 9 μm

ACD: 2,97 mm

SD: 7 μm

LT: 5,12 mm

SD: 14 μm

WTW: 12,4 mm

SE: 44,54 D

SD: 0,03 D

K1: 44,36 D @174°

ΔK: -0,38 D @174°

K2: 44,73 D @ 84°

TSE: 44,52 D

SD: 0,03 D

TK1: 44,52 D @ 0°

ΔTK: ---

TK2: 44,52 D @ 90°

K

Alcon SN60WF

- SRK®/T -

Const. A: 119,00

IOL (D)

Ref (D)

+17,50

-0,50

+17,00

-0,17

+16,50

+0,15

+16,00

+0,47

+15,50

+0,79

+16,74

Emetropía

K

Alcon SA60AT

- SRK®/T -

Const. A: 118,80

IOL (D)

Ref (D)

+17,50

-0,63

+17,00

-0,30

+16,50

+0,03

+16,00

+0,35

+15,50

+0,67

+16,54

Emetropía

K

Alcon SN60WF

- SRK®/T -

Const. A: 119,00

IOL (D)

Ref (D)

+18,00

-0,78

+17,50

-0,46

+17,00

-0,13

+16,50

+0,18

+16,00

+0,50

+16,79

Emetropía

K

Alcon SA60AT

- SRK®/T -

Const. A: 118,80

IOL (D)

Ref (D)

+17,50

-0,59

+17,00

-0,26

+16,50

+0,06

+16,00

+0,38

+15,50

+0,69

+16,59

Emetropía

K

Alcon AcrySof MA60AC

- SRK®/T -

Const. A: 119,20

IOL (D)

Ref (D)

+18,00

-0,69

+17,50

-0,36

+17,00

-0,04

+16,50

+0,28

+16,00

+0,59

+16,93

Emetropía

K

Alcon Panoptix TFNT00

- SRK®/T -

Const. A: 119,13

IOL (D)

Ref (D)

+18,00

-0,74

+17,50

-0,41

+17,00

-0,09

+16,50

+0,23

+16,00

+0,55

+16,86

Emetropía

K

Alcon AcrySof MA60AC

- SRK®/T -

Const. A: 119,20

IOL (D)

Ref (D)

+18,00

-0,65

+17,50

-0,32

+17,00

-0,01

+16,50

+0,31

+16,00

+0,62

+16,99

Emetropía

K

Alcon Panoptix TFNT00

- SRK®/T -

Const. A: 119,13

IOL (D)

Ref (D)

+18,00

-0,69

+17,50

-0,37

+17,00

-0,05

+16,50

+0,26

+16,00

+0,58

+16,92

Emetropía

(!) Valor marginal

(*) Valor editado manualmente

--- No se ha medido valores

Comentario

Firma

ZEISS

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

IOLMaster 700 Versión 1.88.1.64861 Fue impreso el 03-07-2024 9:29 por Administrator. Página 1 de 4

Paciente

ALVARADO TOLEDANO LOIS VOLTAIRE

Fecha de nacim. 06-05-1952 Sexo Masculino
ID del paciente 6051042-3
Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 03-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

[OD] SRK® es una marca comercial de la empresa CTI (Computational Technology Inc.)
[OS] SRK® es una marca comercial de la empresa CTI (Computational Technology Inc.)

OD

derecho

OS

izquierdo

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

AL: 24,76 mm

SD: 7 µm

ACD: 2,92 mm

SD: 8 µm

LT: 5,21 mm

SD: 14 µm

WTW: 12,3 mm

SE: 44,03 D

SD: 0,01 D

K1: 43,89 D @166°

ΔK: -0,29 D @166°

TSE: 44,00 D

SD: 0,03 D

TK1: 43,92 D @151°

ΔTK: -0,17 D @151°

AL: 24,56 mm

SD: 9 µm

ACD: 2,97 mm

SD: 7 µm

LT: 5,12 mm

SD: 14 µm

WTW: 12,4 mm

SE: 44,54 D

SD: 0,03 D

K1: 44,36 D @174°

ΔK: -0,38 D @174°

TSE: 44,52 D

SD: 0,03 D

TK1: 44,52 D @ 0°

ΔTK: ---

TK2: 44,52 D @ 90°

K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY

- SRK®/T -

Const. A: 119,20

IOL (D)

Ref (D)

+18,00

-0,69

+17,50

-0,36

+17,00

-0,04

+16,50

+0,28

+16,00

+0,59

+16,93

Emetropía

K Alcon Toric SN6ATX(2-9)

- SRK®/T -

Const. A: 119,20

IOL (D)

Ref (D)

+18,00

-0,69

+17,50

-0,36

+17,00

-0,04

+16,50

+0,28

+16,00

+0,59

+16,93

Emetropía

K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY

- SRK®/T -

Const. A: 119,20

IOL (D)

Ref (D)

+18,00

-0,65

+17,50

-0,32

+17,00

-0,01

+16,50

+0,31

+16,00

+0,62

+16,99

Emetropía

K Alcon Toric SN6ATX(2-9)

- SRK®/T -

Const. A: 119,20

IOL (D)

Ref (D)

+18,00

-0,65

+17,50

-0,32

+17,00

-0,01

+16,50

+0,31

+16,00

+0,62

+16,99

Emetropía

K ALCON CLAREON TORIC CN

W0TX (2-9)

- SRK®/T -

Const. A: 119,10

IOL (D)

Ref (D)

+18,00

-0,76

+17,50

-0,43

+17,00

-0,11

+16,50

+0,21

+16,00

+0,53

+16,84

Emetropía

K JNJ ICB00 EYHANCE

- SRK®/T -

Const. A: 119,26

IOL (D)

Ref (D)

+18,00

-0,65

+17,50

-0,32

+17,00

+0,00

+16,50

+0,31

+16,00

+0,63

+16,99

Emetropía

K ALCON CLAREON TORIC CN

W0TX (2-9)

- SRK®/T -

Const. A: 119,10

IOL (D)

Ref (D)

+18,00

-0,71

+17,50

-0,39

+17,00

-0,07

+16,50

+0,25

+16,00

+0,56

+16,89

Emetropía

K JNJ ICB00 EYHANCE

- SRK®/T -

Const. A: 119,26

IOL (D)

Ref (D)

+18,00

-0,60

+17,50

-0,28

+17,00

+0,03

+16,50

+0,34

+16,00

+0,65

+17,05

Emetropía

(!) Valor marginal

(*) Valor editado manualmente

--- No se ha medido valores

Comentario

Firma

ZEISS

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

IOLMaster 700 Versión 1.88.1.64861 Fue impreso el 03-07-2024 9:29 por Administrator. Página 2 de 4

Paciente

ALVARADO TOLEDANO LOIS VOLTAIRE


Fecha de nacim. 06-05-1952
ID del paciente 6051042-3

Sexo Masculino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 03-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm



OD derecho		Análisis	
Estatus del ojo			
LS: Fáquica Ref: ---		VS: Humor vítreo VA: --- LVC: No tratado	
Valores biométricos			
AL: 24,76 mm CCT: 590 µm ACD: 2,92 mm LT: 5,21 mm		SD: 7 µm SD: 3 µm SD: 8 µm SD: 14 µm WTW: 12,3 mm P: 4,1 mm Ix: +0,5 mm ly: +0,1 mm CW-Chord: 0,3 mm @ 228°	
SE: 44,03 D K1: 43,89 D @ 166° K2: 44,17 D @ 76° ΔK: -0,29 D @ 166°		SD: 0,01 D SD: 0,01 D SD: 0,02 D TSE: 44,00 D TK1: 43,92 D @ 151° TK2: 44,09 D @ 61° ΔTK: -0,17 D @ 151° SD: 0,03 D SD: 0,03 D SD: 0,06 D	
Scan B			
Queratometría		Blanco a blanco	
		Fijación	

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario	Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente

ALVARADO TOLEDANO LOIS VOLTAIRE

Fecha de nacim. 06-05-1952
ID del paciente 6051042-3

Sexo Masculino


Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024
Fecha de la medición: 03-07-2024

de: Administrator
n: 1,3375

Resultado: Aceptar
CVD: 12,00 mm



OS
izquierdo

Análisis

Estatus del ojo


LS: Fáquica VS: Humor vítreo LVC: No tratado
Ref: --- VA: ---

Valores biométricos

AL: 24,56 mm	SD: 9 µm	WTW: 12,4 mm	Ix: -0,5 mm	Iy: +0,2 mm
CCT: 586 µm	SD: 3 µm	P: 3,6 mm	CW-Chord: 0,2 mm @ 345°	
ACD: 2,97 mm	SD: 7 µm			
LT: 5,12 mm	SD: 14 µm			

SE: 44,54 D	SD: 0,03 D	TSE: 44,52 D	SD: 0,03 D
K1: 44,36 D @ 174°	SD: 0,05 D	TK1: 44,52 D @ 0°	SD: 0,07 D
K2: 44,73 D @ 84°	SD: 0,01 D	TK2: 44,52 D @ 90°	SD: 0,03 D
ΔK: -0,38 D @ 174°		ΔTK: ---	


Scan B



Queratometría

Blanco a blanco

Fijación



(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma

