

Paciente


ALVARADO TOLEDANO LOIS VOLTAIRE

Fecha de nacim. 06-05-1952 Sexo Masculino
ID del paciente 6051042-3

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Médico Surgeon Operador Administrator

Fecha verif. calibración: 03-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 03-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm



OD derecho				Cálculo de IOL				OS izquierdo															
																							
Estatus del ojo																							
LS: Fáquica Ref: --- LVC: No tratado Refr. dest.: Plano				VS: Humor vítreo VA: --- Modo LVC: - SIA: +0,00 D @ 0°				LS: Fáquica Ref: --- LVC: No tratado Refr. dest.: Plano				VS: Humor vítreo VA: --- Modo LVC: - SIA: +0,00 D @ 0°											
Valores biométricos																							
AL: 24,76 mm ACD: 2,92 mm LT: 5,21 mm WTW: 12,3 mm				SD: 7 µm SD: 8 µm SD: 14 µm				AL: 24,56 mm ACD: 2,97 mm LT: 5,12 mm WTW: 12,4 mm				SD: 9 µm SD: 7 µm SD: 14 µm											
SE: 44,03 D ΔK: -0,29 D @166° TSE: 44,00 D ΔTK: -0,17 D @151°				SD: 0,01 D @166° SD: 0,03 D @151°				K1: 43,89 D @166° K2: 44,17 D @ 76° TK1: 43,92 D @151° TK2: 44,09 D @ 61°				SE: 44,54 D ΔK: -0,38 D @174° TSE: 44,52 D ΔTK: ---				SD: 0,03 D @174° SD: 0,03 D @ 90°				K1: 44,36 D @174° K2: 44,73 D @ 84° TK1: 44,52 D @ 0° TK2: 44,52 D @ 90°			
K Alcon SN60WF				K Alcon SA60AT				K Alcon SN60WF				K Alcon SA60AT											
- Haigis - A0: -0,769 A1: +0,234 A2: +0,217 IOL (D) Ref (D) +17,50 -0,73 +17,00 -0,38 +16,50 -0,04 +16,00 +0,31 +15,50 +0,64 +16,45 Emetropía				- Haigis - A0: -0,111 A1: +0,249 A2: +0,179 IOL (D) Ref (D) +17,00 -0,64 +16,50 -0,28 +16,00 +0,07 +15,50 +0,41 +15,00 +0,76 +16,10 Emetropía				- Haigis - A0: -0,769 A1: +0,234 A2: +0,217 IOL (D) Ref (D) +17,50 -0,80 +17,00 -0,45 +16,50 -0,10 +16,00 +0,24 +15,50 +0,58 +16,35 Emetropía				- Haigis - A0: -0,111 A1: +0,249 A2: +0,179 IOL (D) Ref (D) +17,00 -0,70 +16,50 -0,35 +16,00 +0,01 +15,50 +0,35 +15,00 +0,70 +16,01 Emetropía											
K JNJ ICB00 EYHANCE				K Alcon Toric SN6ATX(2-9)				K JNJ ICB00 EYHANCE				K Alcon Toric SN6ATX(2-9)											
- Haigis - A0: -2,364 A1: +0,220 A2: +0,293 IOL (D) Ref (D) +18,00 -0,81 +17,50 -0,46 +17,00 -0,12 +16,50 +0,21 +16,00 +0,55 +16,82 Emetropía				- Haigis - A0: -0,323 A1: +0,213 A2: +0,208 IOL (D) Ref (D) +17,50 -0,55 +17,00 -0,21 +16,50 +0,13 +16,00 +0,46 +15,50 +0,80 +16,69 Emetropía				- Haigis - A0: -2,364 A1: +0,220 A2: +0,293 IOL (D) Ref (D) +17,50 -0,55 +17,00 -0,20 +16,50 +0,13 +16,00 +0,47 +15,50 +0,79 +16,70 Emetropía				- Haigis - A0: -0,323 A1: +0,213 A2: +0,208 IOL (D) Ref (D) +17,50 -0,62 +17,00 -0,28 +16,50 +0,06 +16,00 +0,40 +15,50 +0,73 +16,59 Emetropía											

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente

ALVARADO TOLEDANO LOIS VOLTAIRE

Fecha de nacim. 06-05-1952 Sexo Masculino
ID del paciente 6051042-3

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 03-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

OD

derecho

OS

izquierdo

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

AL: 24,76 mm

SD: 7 μm

ACD: 2,92 mm

SD: 8 μm

LT: 5,21 mm

SD: 14 μm

WTW: 12,3 mm

SE: 44,03 D

SD: 0,01 D

K1: 43,89 D @166°

ΔK: -0,29 D @166°

K2: 44,17 D @ 76°

TK1: 43,92 D @151°

TK2: 44,09 D @ 61°

TSE: 44,00 D

SD: 0,03 D

ΔTK: -0,17 D @151°

AL: 24,56 mm

SD: 9 μm

ACD: 2,97 mm

SD: 7 μm

LT: 5,12 mm

SD: 14 μm

WTW: 12,4 mm

SE: 44,54 D

SD: 0,03 D

K1: 44,36 D @174°

ΔK: -0,38 D @174°

K2: 44,73 D @ 84°

TK1: 44,52 D @ 0°

TK2: 44,52 D @ 90°

TSE: 44,52 D

SD: 0,03 D

ΔTK: ---

K

ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY

- Haigis -

A0: +1,476 A1: +0,233 A2: +0,122

IOL (D) Ref (D)

+17,50 -0,85

+17,00 -0,50

+16,50 -0,15

+16,00 +0,20

+15,50 +0,54

+16,28 Emetropía

K

ALCON CLAREON PanOptix CNWTT0

- Haigis -

A0: +1,375 A1: +0,400 A2: +0,100

IOL (D) Ref (D)

+17,00 -0,67

+16,50 -0,31

+16,00 +0,04

+15,50 +0,39

+15,00 +0,73

+16,06 Emetropía

K

ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY

- Haigis -

A0: +1,476 A1: +0,233 A2: +0,122

IOL (D) Ref (D)

+17,00 -0,55

+16,50 -0,20

+16,00 +0,15

+15,50 +0,49

+15,00 +0,82

+16,21 Emetropía

K

ALCON CLAREON PanOptix CNWTT0

- Haigis -

A0: +1,375 A1: +0,400 A2: +0,100

IOL (D) Ref (D)

+17,00 -0,71

+16,50 -0,35

+16,00 +0,00

+15,50 +0,35

+15,00 +0,69

+16,00 Emetropía

K

ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)

- Haigis -

A0: -0,399 A1: +0,209 A2: +0,211

IOL (D) Ref (D)

+17,50 -0,57

+17,00 -0,23

+16,50 +0,11

+16,00 +0,45

+15,50 +0,78

+16,67 Emetropía

K

Alcon AcrySof MA60AC

- Haigis -

A0: +0,229 A1: +0,011 A2: +0,205

IOL (D) Ref (D)

+17,50 -0,68

+17,00 -0,33

+16,50 +0,01

+16,00 +0,35

+15,50 +0,69

+16,52 Emetropía

K

ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)

- Haigis -

A0: -0,399 A1: +0,209 A2: +0,211

IOL (D) Ref (D)

+17,50 -0,64

+17,00 -0,29

+16,50 +0,05

+16,00 +0,38

+15,50 +0,72

+16,57 Emetropía

K

Alcon AcrySof MA60AC

- Haigis -

A0: +0,229 A1: +0,011 A2: +0,205

IOL (D) Ref (D)

+17,50 -0,75

+17,00 -0,41

+16,50 -0,06

+16,00 +0,28

+15,50 +0,62

+16,41 Emetropía

(!) Valor marginal

(*) Valor editado manualmente

--- No se ha medido valores

Comentario

Firma

ZEISS

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

IOLMaster 700 Versión 1.88.1.64861 Fue impreso el 03-07-2024 9:32 por Administrator. Página 2 de 4

Paciente

ALVARADO TOLEDANO LOIS VOLTAIRE


Fecha de nacim. 06-05-1952
ID del paciente 6051042-3

Sexo Masculino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 03-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm



OD derecho		Análisis	
Estatus del ojo			
LS: Fáquica Ref: ---		VS: Humor vítreo VA: --- LVC: No tratado	
Valores biométricos			
AL: 24,76 mm CCT: 590 µm ACD: 2,92 mm LT: 5,21 mm		SD: 7 µm SD: 3 µm SD: 8 µm SD: 14 µm	
WTW: 12,3 mm P: 4,1 mm		Ix: +0,5 mm ly: +0,1 mm CW-Chord: 0,3 mm @ 228°	
SE: 44,03 D K1: 43,89 D @ 166° K2: 44,17 D @ 76° ΔK: -0,29 D @ 166°		SD: 0,01 D SD: 0,01 D SD: 0,02 D	
TSE: 44,00 D TK1: 43,92 D @ 151° TK2: 44,09 D @ 61° ΔTK: -0,17 D @ 151°		SD: 0,03 D SD: 0,03 D SD: 0,06 D	
Scan B			
Queratometría		Blanco a blanco	
Fijación			

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario	Firma



Paciente

ALVARADO TOLEDANO LOIS VOLTAIRE

Fecha de nacim. 06-05-1952
ID del paciente 6051042-3

Sexo Masculino


Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024
Fecha de la medición: 03-07-2024

de: Administrator
n: 1,3375

Resultado: Aceptar
CVD: 12,00 mm



OS
izquierdo

Análisis

Estatus del ojo


LS: Fáquica VS: Humor vítreo LVC: No tratado
Ref: --- VA: ---

Valores biométricos

AL: 24,56 mm	SD: 9 µm	WTW: 12,4 mm	Ix: -0,5 mm	Iy: +0,2 mm
CCT: 586 µm	SD: 3 µm	P: 3,6 mm	CW-Chord: 0,2 mm @ 345°	
ACD: 2,97 mm	SD: 7 µm			
LT: 5,12 mm	SD: 14 µm			

SE: 44,54 D	SD: 0,03 D	TSE: 44,52 D	SD: 0,03 D
K1: 44,36 D @ 174°	SD: 0,05 D	TK1: 44,52 D @ 0°	SD: 0,07 D
K2: 44,73 D @ 84°	SD: 0,01 D	TK2: 44,52 D @ 90°	SD: 0,03 D
ΔK: -0,38 D @ 174°		ΔTK: ---	


Scan B



Queratometría

Blanco a blanco

Fijación



(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma

