

Paciente


ALVARADO TOLEDANO LOIS VOLTAIRE

Fecha de nacim. 06-05-1952 Sexo Masculino
ID del paciente 6051042-3

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 03-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm



OD derecho				Cálculo de IOL				OS izquierdo							
															
Estatus del ojo															
LS: Fáquica Ref: --- LVC: No tratado Refr. dest.: -1,50 D				VS: Humor vítreo VA: --- Modo LVC: - SIA: +0,00 D @ 0°				LS: Fáquica Ref: --- LVC: No tratado Refr. dest.: -1,50 D				VS: Humor vítreo VA: --- Modo LVC: - SIA: +0,00 D @ 0°			
Valores biométricos															
AL: 24,76 mm ACD: 2,92 mm LT: 5,21 mm WTW: 12,3 mm				SD: 7 µm SD: 8 µm SD: 14 µm				AL: 24,56 mm ACD: 2,97 mm LT: 5,12 mm WTW: 12,4 mm				SD: 9 µm SD: 7 µm SD: 14 µm			
SE: 44,03 D ΔK: -0,29 D @166° TSE: 44,00 D ΔTK: -0,17 D @151°				SD: 0,01 D K1: 43,89 D @166° K2: 44,17 D @ 76° TK1: 43,92 D @151° TK2: 44,09 D @ 61°				SE: 44,54 D ΔK: -0,38 D @174° TSE: 44,52 D ΔTK: ---				SD: 0,03 D K1: 44,36 D @174° K2: 44,73 D @ 84° TK1: 44,52 D @ 0° TK2: 44,52 D @ 90°			
K		Alcon SN60WF		K		Alcon SA60AT		K		Alcon SN60WF		K		Alcon SA60AT	
		- Haigis - A0: -0,769 A1: +0,234 A2: +0,217 IOL (D) Ref (D) +19,50 -2,17 +19,00 -1,81 +18,50 -1,45 +18,00 -1,09 +17,50 -0,73 +16,45 Emetropía				- Haigis - A0: -0,111 A1: +0,249 A2: +0,179 IOL (D) Ref (D) +19,00 -2,10 +18,50 -1,73 +18,00 -1,36 +17,50 -1,00 +17,00 -0,64 +16,10 Emetropía				- Haigis - A0: -0,769 A1: +0,234 A2: +0,217 IOL (D) Ref (D) +19,50 -2,24 +19,00 -1,88 +18,50 -1,51 +18,00 -1,15 +17,50 -0,80 +16,35 Emetropía				- Haigis - A0: -0,111 A1: +0,249 A2: +0,179 IOL (D) Ref (D) +19,00 -2,16 +18,50 -1,79 +18,00 -1,42 +17,50 -1,06 +17,00 -0,70 +16,01 Emetropía	
K		JNJ ICB00 EYHANCE		K		Alcon Toric SN6ATX(2-9)		K		JNJ ICB00 EYHANCE		K		Alcon Toric SN6ATX(2-9)	
		- Haigis - A0: -2,364 A1: +0,220 A2: +0,293 IOL (D) Ref (D) +20,00 -2,23 +19,50 -1,87 +19,00 -1,51 +18,50 -1,16 +18,00 -0,81 +16,82 Emetropía				- Haigis - A0: -0,323 A1: +0,213 A2: +0,208 IOL (D) Ref (D) +20,00 -2,33 +19,50 -1,97 +19,00 -1,61 +18,50 -1,25 +18,00 -0,90 +16,69 Emetropía				- Haigis - A0: -2,364 A1: +0,220 A2: +0,293 IOL (D) Ref (D) +20,00 -2,31 +19,50 -1,95 +19,00 -1,59 +18,50 -1,24 +18,00 -0,89 +16,70 Emetropía				- Haigis - A0: -0,323 A1: +0,213 A2: +0,208 IOL (D) Ref (D) +20,00 -2,40 +19,50 -2,03 +19,00 -1,67 +18,50 -1,32 +18,00 -0,97 +16,59 Emetropía	

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente


ALVARADO TOLEDANO LOIS VOLTAIRE

Fecha de nacim. 06-05-1952 Sexo Masculino
ID del paciente 6051042-3

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Médico Surgeon Operador Administrator

Fecha verif. calibración: 03-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 03-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm



OD				Cálculo de IOL				OS							
derecho								izquierdo							
Estatus del ojo															
LS: Fáquica				VS: Humor vítreo				LS: Fáquica				VS: Humor vítreo			
Ref: ---				VA: ---				Ref: ---				VA: ---			
LVC: No tratado				Modo LVC: -				LVC: No tratado				Modo LVC: -			
Refr. dest.: -1,50 D				SIA: +0,00 D @ 0°				Refr. dest.: -1,50 D				SIA: +0,00 D @ 0°			
Valores biométricos															
AL: 24,76 mm				SD: 7 µm				AL: 24,56 mm				SD: 9 µm			
ACD: 2,92 mm				SD: 8 µm				ACD: 2,97 mm				SD: 7 µm			
LT: 5,21 mm				SD: 14 µm				LT: 5,12 mm				SD: 14 µm			
WTW: 12,3 mm								WTW: 12,4 mm							
SE: 44,03 D				SD: 0,01 D				SE: 44,54 D				SD: 0,03 D			
ΔK: -0,29 D @166°				K1: 43,89 D @166°				ΔK: -0,38 D @174°				K1: 44,36 D @174°			
				K2: 44,17 D @ 76°								K2: 44,73 D @ 84°			
TSE: 44,00 D				TK1: 43,92 D @151°				TSE: 44,52 D				TK1: 44,52 D @ 0°			
ΔTK: -0,17 D @151°				TK2: 44,09 D @ 61°				ΔTK: ---				TK2: 44,52 D @ 90°			
K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY				K ALCON CLAREON PanOptix CNWTT0				K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY				K ALCON CLAREON PanOptix CNWTT0			
- Haigis -				- Haigis -				- Haigis -				- Haigis -			
A0: +1,476 A1: +0,233 A2: +0,122				A0: +1,375 A1: +0,400 A2: +0,100				A0: +1,476 A1: +0,233 A2: +0,122				A0: +1,375 A1: +0,400 A2: +0,100			
IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)			
+19,50 -2,31				+19,00 -2,14				+19,50 -2,36				+19,00 -2,17			
+19,00 -1,94				+18,50 -1,76				+19,00 -1,99				+18,50 -1,80			
+18,50 -1,58				+18,00 -1,40				+18,50 -1,62				+18,00 -1,43			
+18,00 -1,21				+17,50 -1,03				+18,00 -1,26				+17,50 -1,07			
+17,50 -0,85				+17,00 -0,67				+17,50 -0,90				+17,00 -0,71			
+16,28 Emetropía				+16,06 Emetropía				+16,21 Emetropía				+16,00 Emetropía			
K ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)				K Alcon AcrySof MA60AC				K ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)				K Alcon AcrySof MA60AC			
- Haigis -				- Haigis -				- Haigis -				- Haigis -			
A0: -0,399 A1: +0,209 A2: +0,211				A0: +0,229 A1: +0,011 A2: +0,205				A0: -0,399 A1: +0,209 A2: +0,211				A0: +0,229 A1: +0,011 A2: +0,205			
IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)			
+20,00 -2,35				+19,50 -2,11				+19,50 -2,05				+19,50 -2,19			
+19,50 -1,99				+19,00 -1,75				+19,00 -1,69				+19,00 -1,82			
+19,00 -1,63				+18,50 -1,39				+18,50 -1,34				+18,50 -1,46			
+18,50 -1,27				+18,00 -1,03				+18,00 -0,98				+18,00 -1,11			
+18,00 -0,92				+17,50 -0,68				+17,50 -0,64				+17,50 -0,75			
+16,67 Emetropía				+16,52 Emetropía				+16,57 Emetropía				+16,41 Emetropía			

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente

ALVARADO TOLEDANO LOIS VOLTAIRE

Fecha de nacim. 06-05-1952
ID del paciente 6051042-3

Sexo Masculino

Médico Surgeon


Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024
Fecha de la medición: 03-07-2024

de: Administrator
n: 1,3375

Resultado: Aceptar
CVD: 12,00 mm



OD derecho		Análisis	
Estatus del ojo			
LS: Fáquica Ref: ---		VS: Humor vítreo VA: ---	
LVC: No tratado			
Valores biométricos			
AL: 24,76 mm CCT: 590 µm ACD: 2,92 mm LT: 5,21 mm		SD: 7 µm SD: 3 µm SD: 8 µm SD: 14 µm	
WTW: 12,3 mm P: 4,1 mm		Ix: +0,5 mm ly: +0,1 mm CW-Chord: 0,3 mm @ 228°	
SE: 44,03 D K1: 43,89 D @ 166° K2: 44,17 D @ 76° ΔK: -0,29 D @ 166°		SD: 0,01 D SD: 0,01 D SD: 0,02 D	
TSE: 44,00 D TK1: 43,92 D @ 151° TK2: 44,09 D @ 61° ΔTK: -0,17 D @ 151°		SD: 0,03 D SD: 0,03 D SD: 0,06 D	
Scan B			
Queratometría			
Blanco a blanco			
Fijación			

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



Paciente

ALVARADO TOLEDANO LOIS VOLTAIRE

Fecha de nacim. 06-05-1952
ID del paciente 6051042-3

Sexo Masculino

Médico Surgeon


Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024
Fecha de la medición: 03-07-2024

de: Administrator
n: 1,3375

Resultado: Aceptar
CVD: 12,00 mm



OS
izquierdo

Análisis

Estatus del ojo


LS: Fáquica VS: Humor vítreo LVC: No tratado
Ref: --- VA: ---

Valores biométricos

AL: 24,56 mm SD: 9 µm WTW: 12,4 mm lx: -0,5 mm ly: +0,2 mm
CCT: 586 µm SD: 3 µm P: 3,6 mm CW-Chord: 0,2 mm @ 345°
ACD: 2,97 mm SD: 7 µm
LT: 5,12 mm SD: 14 µm

SE: 44,54 D	SD: 0,03 D	TSE: 44,52 D	SD: 0,03 D
K1: 44,36 D @ 174°	SD: 0,05 D	TK1: 44,52 D @ 0°	SD: 0,07 D
K2: 44,73 D @ 84°	SD: 0,01 D	TK2: 44,52 D @ 90°	SD: 0,03 D
ΔK: -0,38 D @ 174°		ΔTK: ---	


Scan B



Queratometría

Blanco a blanco

Fijación



(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma

