

Paciente

ALVARADO TOLEDANO LOIS VOLTAIRE

Fecha de nacim. 06-05-1952 Sexo Masculino
ID del paciente 6051042-3
Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 03-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

[OD] SRK® es una marca comercial de la empresa CTI (Computational Technology Inc.)
[OS] SRK® es una marca comercial de la empresa CTI (Computational Technology Inc.)

OD

derecho

OS

izquierdo

Cálculo de IOL

Estatus del ojo

LS: Fáquica
Ref: ---
LVC: No tratado
Refr. dest.: -1,50 D

VS: Humor vítreo
VA: ---
Modo LVC: -
SIA: +0,00 D @ 0°

LS: Fáquica
Ref: ---
LVC: No tratado
Refr. dest.: -1,50 D

VS: Humor vítreo
VA: ---
Modo LVC: -
SIA: +0,00 D @ 0°

Valores biométricos

AL: 24,76 mm
ACD: 2,92 mm
LT: 5,21 mm
WTW: 12,3 mm

SD: 7 µm
SD: 8 µm
SD: 14 µm

SE: 44,03 D
ΔK: -0,29 D @166°
TSE: 44,00 D
ΔTK: -0,17 D @151°

SD: 0,01 D
K1: 43,89 D @166°
SD: 0,03 D
TK1: 43,92 D @151°

AL: 24,56 mm
ACD: 2,97 mm
LT: 5,12 mm
WTW: 12,4 mm

SD: 9 µm
SD: 7 µm
SD: 14 µm

SE: 44,54 D
ΔK: -0,38 D @174°
TSE: 44,52 D
ΔTK: ---

SD: 0,03 D
K1: 44,36 D @174°
SD: 0,03 D
TK1: 44,52 D @ 0°

K

Alcon SN60WF

- SRK®/T -
Const. A: 119,00

IOL (D)

Ref (D)

+20,00

-2,19

+19,50

-1,84

+19,00

-1,50

+18,50

-1,16

+18,00

-0,83

+16,74

Emetropía

K

Alcon SA60AT

- SRK®/T -
Const. A: 118,80

IOL (D)

Ref (D)

+20,00

-2,35

+19,50

-2,00

+19,00

-1,65

+18,50

-1,31

+18,00

-0,97

+16,54

Emetropía

K

Alcon SN60WF

- SRK®/T -
Const. A: 119,00

IOL (D)

Ref (D)

+20,00

-2,13

+19,50

-1,78

+19,00

-1,45

+18,50

-1,11

+18,00

-0,78

+16,79

Emetropía

K

Alcon SA60AT

- SRK®/T -
Const. A: 118,80

IOL (D)

Ref (D)

+20,00

-2,29

+19,50

-1,94

+19,00

-1,60

+18,50

-1,26

+18,00

-0,92

+16,59

Emetropía

K

Alcon AcrySof MA60AC

- SRK®/T -
Const. A: 119,20

IOL (D)

Ref (D)

+20,00

-2,03

+19,50

-1,69

+19,00

-1,35

+18,50

-1,02

+18,00

-0,69

+16,93

Emetropía

K

Alcon Panoptix TFNT00

- SRK®/T -
Const. A: 119,13

IOL (D)

Ref (D)

+20,00

-2,09

+19,50

-1,74

+19,00

-1,40

+18,50

-1,07

+18,00

-0,74

+16,86

Emetropía

K

Alcon AcrySof MA60AC

- SRK®/T -
Const. A: 119,20

IOL (D)

Ref (D)

+20,50

-2,31

+20,00

-1,97

+19,50

-1,63

+19,00

-1,30

+18,50

-0,97

+16,99

Emetropía

K

Alcon Panoptix TFNT00

- SRK®/T -
Const. A: 119,13

IOL (D)

Ref (D)

+20,00

-2,02

+19,50

-1,68

+19,00

-1,35

+18,50

-1,02

+18,00

-0,69

+16,92

Emetropía

(!) Valor marginal

(*) Valor editado manualmente

--- No se ha medido valores

Comentario

Firma

ZEISS

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

IOLMaster 700 Versión 1.88.1.64861 Fue impreso el 03-07-2024 9:38 por Administrator. Página 1 de 4

Paciente

ALVARADO TOLEDANO LOIS VOLTAIRE

Fecha de nacim. 06-05-1952 Sexo Masculino
ID del paciente 6051042-3

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Médico Surgeon Operador Administrator

Fecha verif. calibración: 03-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 03-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

[OD] SRK® es una marca comercial de la empresa CTI (Computational Technology Inc.)
[OS] SRK® es una marca comercial de la empresa CTI (Computational Technology Inc.)

OD derecho		Cálculo de IOL		OS izquierdo	
Estatus del ojo					
LS: Fáquica Ref: --- LVC: No tratado Refr. dest.: -1,50 D		VS: Humor vítreo VA: --- Modo LVC: - SIA: +0,00 D @ 0°		LS: Fáquica Ref: --- LVC: No tratado Refr. dest.: -1,50 D	
				VS: Humor vítreo VA: --- Modo LVC: - SIA: +0,00 D @ 0°	
Valores biométricos					
AL: 24,76 mm ACD: 2,92 mm LT: 5,21 mm WTW: 12,3 mm		SD: 7 µm SD: 8 µm SD: 14 µm		AL: 24,56 mm ACD: 2,97 mm LT: 5,12 mm WTW: 12,4 mm	
SE: 44,03 D ΔK: -0,29 D @166° TSE: 44,00 D ΔTK: -0,17 D @151°		SD: 0,01 D K1: 43,89 D @166° K2: 44,17 D @ 76° TK1: 43,92 D @151° TK2: 44,09 D @ 61°		SE: 44,54 D ΔK: -0,38 D @174° TSE: 44,52 D ΔTK: ---	
SD: 0,03 D K1: 44,36 D @174° K2: 44,73 D @ 84° TK1: 44,52 D @ 0° TK2: 44,52 D @ 90°					
K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY		K Alcon Toric SN6ATX(2-9)		K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY	
- SRK®/T - Const. A: 119,20		- SRK®/T - Const. A: 119,20		- SRK®/T - Const. A: 119,20	
IOL (D) Ref (D)		IOL (D) Ref (D)		IOL (D) Ref (D)	
+20,00 -2,03		+20,00 -2,03		+20,50 -2,31	
+19,50 -1,69		+19,50 -1,69		+20,00 -1,97	
+19,00 -1,35		+19,00 -1,35		+19,50 -1,63	
+18,50 -1,02		+18,50 -1,02		+19,00 -1,30	
+18,00 -0,69		+18,00 -0,69		+18,50 -0,97	
+16,93 Emetropía		+16,93 Emetropía		+16,99 Emetropía	
K ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)		K JNJ ICB00 EYHANCE		K ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)	
- SRK®/T - Const. A: 119,10		- SRK®/T - Const. A: 119,26		- SRK®/T - Const. A: 119,10	
IOL (D) Ref (D)		IOL (D) Ref (D)		IOL (D) Ref (D)	
+20,00 -2,11		+20,50 -2,33		+20,00 -2,05	
+19,50 -1,77		+20,00 -1,98		+19,50 -1,71	
+19,00 -1,43		+19,50 -1,64		+19,00 -1,37	
+18,50 -1,09		+19,00 -1,31		+18,50 -1,04	
+18,00 -0,76		+18,50 -0,98		+18,00 -0,71	
+16,84 Emetropía		+16,99 Emetropía		+16,89 Emetropía	
				+17,05 Emetropía	

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario	Firma
------------	-------



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente

ALVARADO TOLEDANO LOIS VOLTAIRE


Fecha de nacim. 06-05-1952
ID del paciente 6051042-3

Sexo Masculino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 03-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm



OD derecho		Análisis	
Estatus del ojo			
LS: Fáquica Ref: ---		VS: Humor vítreo VA: --- LVC: No tratado	
Valores biométricos			
AL: 24,76 mm CCT: 590 µm ACD: 2,92 mm LT: 5,21 mm		SD: 7 µm SD: 3 µm SD: 8 µm SD: 14 µm WTW: 12,3 mm P: 4,1 mm Ix: +0,5 mm ly: +0,1 mm CW-Chord: 0,3 mm @ 228°	
SE: 44,03 D K1: 43,89 D @ 166° K2: 44,17 D @ 76° ΔK: -0,29 D @ 166°		SD: 0,01 D SD: 0,01 D SD: 0,02 D TSE: 44,00 D TK1: 43,92 D @ 151° TK2: 44,09 D @ 61° ΔTK: -0,17 D @ 151° SD: 0,03 D SD: 0,03 D SD: 0,06 D	
Scan B			
Queratometría		Blanco a blanco	

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario	Firma



Paciente

ALVARADO TOLEDANO LOIS VOLTAIRE

Fecha de nacim. 06-05-1952
ID del paciente 6051042-3

Sexo Masculino

Médico Surgeon


Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024
Fecha de la medición: 03-07-2024

de: Administrator
n: 1,3375

Resultado: Aceptar
CVD: 12,00 mm



OS
izquierdo

Análisis

Estatus del ojo


LS: Fáquica VS: Humor vítreo LVC: No tratado
Ref: --- VA: ---

Valores biométricos

AL: 24,56 mm SD: 9 µm WTW: 12,4 mm lx: -0,5 mm ly: +0,2 mm
CCT: 586 µm SD: 3 µm P: 3,6 mm CW-Chord: 0,2 mm @ 345°
ACD: 2,97 mm SD: 7 µm
LT: 5,12 mm SD: 14 µm

SE: 44,54 D	SD: 0,03 D	TSE: 44,52 D	SD: 0,03 D
K1: 44,36 D @ 174°	SD: 0,05 D	TK1: 44,52 D @ 0°	SD: 0,07 D
K2: 44,73 D @ 84°	SD: 0,01 D	TK2: 44,52 D @ 90°	SD: 0,03 D
ΔK: -0,38 D @ 174°		ΔTK: ---	


Scan B



Queratometría

Blanco a blanco

Fijación



(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma

