

Paciente


ALARCON PEREIRA SERGIO

Fecha de nacim. 09-09-1961 Sexo Masculino
ID del paciente 8509154-9

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 03-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm



OD				Cálculo de IOL				OS							
derecho								izquierdo							
Estatus del ojo															
LS: Fáquica				VS: Humor vítreo				LS: Fáquica				VS: Humor vítreo			
Ref: ---				VA: ---				Ref: ---				VA: ---			
LVC: No tratado				Modo LVC: -				LVC: No tratado				Modo LVC: -			
Refr. dest.: Plano				SIA: +0,00 D @ 0°				Refr. dest.: Plano				SIA: +0,00 D @ 0°			
Valores biométricos															
AL: 23,37 mm				SD: 12 µm				AL: 23,26 mm				SD: 5 µm			
ACD: 3,44 mm				SD: 4 µm				ACD: 3,41 mm				SD: 6 µm			
LT: 4,23 mm				SD: 5 µm				LT: 4,26 mm				SD: 10 µm			
WTW: 12,2 mm								WTW: 12,0 mm							
SE: 42,75 D				SD: 0,02 D				SE: 42,81 D				SD: 0,02 D			
ΔK: -0,32 D @ 52°				K1: 42,59 D @ 52°				ΔK: -0,31 D @ 34°				K1: 42,66 D @ 34°			
				K2: 42,91 D @ 142°								K2: 42,97 D @ 124°			
TSE: 42,62 D				SD: 0,03 D				TSE: 42,75 D				SD: 0,03 D			
TK1: 42,47 D @ 72°				TK1: 42,48 D @ 48°				TK1: 42,48 D @ 48°				TK1: 42,48 D @ 48°			
ΔTK: -0,30 D @ 72°				TK2: 42,77 D @ 162°				ΔTK: -0,54 D @ 48°				TK2: 43,02 D @ 138°			
K Alcon SN60WF				K Alcon SA60AT				K Alcon SN60WF				K Alcon SA60AT			
- Barrett Universal II -				- Barrett Universal II -				- Barrett Universal II -				- Barrett Universal II -			
LF: +1,88 DF: +5,0				LF: +1,64 DF: +5,0				LF: +1,88 DF: +5,0				LF: +1,64 DF: +5,0			
IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)			
+24,00 -0,92				+23,50 -0,92				+24,00 -0,74				+23,50 -0,74			
+23,50 -0,55				+23,00 -0,55				+23,50 -0,37				+23,00 -0,37			
+23,00 -0,18				+22,50 -0,17				+23,00 +0,00				+22,50 +0,00			
+22,50 +0,18				+22,00 +0,19				+22,50 +0,36				+22,00 +0,37			
+22,00 +0,53				+21,50 +0,55				+22,00 +0,71				+21,50 +0,73			
+22,75 Emetropía				+22,26 Emetropía				+23,00 Emetropía				+22,51 Emetropía			
K JNJ ICB00 EYHANCE				K Alcon Toric SN6ATX(2-9)				K JNJ ICB00 EYHANCE				K Alcon Toric SN6ATX(2-9)			
- Barrett Universal II -				- Barrett Universal II -				- Barrett Universal II -				- Barrett Universal II -			
LF: +2,02 DF: Estándar				LF: +2,02 DF: +5,0				LF: +2,02 DF: Estándar				LF: +2,02 DF: +5,0			
IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)			
+24,00 -0,69				+24,00 -0,69				+24,50 -0,88				+24,50 -0,88			
+23,50 -0,33				+23,50 -0,33				+24,00 -0,51				+24,00 -0,51			
+23,00 +0,03				+23,00 +0,03				+23,50 -0,15				+23,50 -0,15			
+22,50 +0,38				+22,50 +0,38				+23,00 +0,21				+23,00 +0,21			
+22,00 +0,73				+22,00 +0,73				+22,50 +0,56				+22,50 +0,56			
+23,04 Emetropía				+23,04 Emetropía				+23,29 Emetropía				+23,29 Emetropía			

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente

ALARCON PEREIRA SERGIO

Fecha de nacim. 09-09-1961
ID del paciente 8509154-9

Sexo Masculino


Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024
Fecha de la medición: 03-07-2024

de: Administrator
n: 1,3375

Resultado: Aceptar
CVD: 12,00 mm



OD derecho		Cálculo de IOL		OS izquierdo	
Estatus del ojo					
LS: Fáquica Ref: --- LVC: No tratado Refr. dest.: Plano		VS: Humor vítreo VA: --- Modo LVC: - SIA: +0,00 D @ 0°		LS: Fáquica Ref: --- LVC: No tratado Refr. dest.: Plano	
				VS: Humor vítreo VA: --- Modo LVC: - SIA: +0,00 D @ 0°	
Valores biométricos					
AL: 23,37 mm ACD: 3,44 mm LT: 4,23 mm WTW: 12,2 mm		SD: 12 µm SD: 4 µm SD: 5 µm		AL: 23,26 mm ACD: 3,41 mm LT: 4,26 mm WTW: 12,0 mm	
SE: 42,75 D ΔK: -0,32 D @ 52° TSE: 42,62 D ΔTK: -0,30 D @ 72°		SD: 0,02 D K1: 42,59 D @ 52° K2: 42,91 D @ 142° TK1: 42,47 D @ 72° TK2: 42,77 D @ 162°		SE: 42,81 D ΔK: -0,31 D @ 34° TSE: 42,75 D ΔTK: -0,54 D @ 48°	
SD: 0,03 D				SD: 0,02 D K1: 42,66 D @ 34° K2: 42,97 D @ 124° TK1: 42,48 D @ 48° TK2: 43,02 D @ 138°	
K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY		K ALCON CLAREON PanOptix CNWTT0		K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY	
- Barrett Universal II - LF: +1,99 DF: Estándar		- Barrett Universal II - LF: +1,94 DF: Estándar		- Barrett Universal II - LF: +1,99 DF: Estándar	
IOL (D) Ref (D)		IOL (D) Ref (D)		IOL (D) Ref (D)	
+24,00 -0,74		+24,00 -0,82		+24,00 -0,56	
+23,50 -0,38		+23,50 -0,45		+23,50 -0,20	
+23,00 -0,02		+23,00 -0,09		+23,00 +0,16	
+22,50 +0,34		+22,50 +0,27		+22,50 +0,51	
+22,00 +0,69		+22,00 +0,62		+22,00 +0,86	
+22,97 Emetropía		+22,87 Emetropía		+23,23 Emetropía	
K Alcon AcrySof MA60AC		K ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)		K Alcon AcrySof MA60AC	
- Barrett Universal II - LF: +1,99 DF: Estándar		- Barrett Universal II - LF: +1,94 DF: Estándar		- Barrett Universal II - LF: +1,99 DF: Estándar	
IOL (D) Ref (D)		IOL (D) Ref (D)		IOL (D) Ref (D)	
+24,00 -0,74		+24,00 -0,82		+24,00 -0,56	
+23,50 -0,38		+23,50 -0,45		+23,50 -0,20	
+23,00 -0,02		+23,00 -0,09		+23,00 +0,16	
+22,50 +0,34		+22,50 +0,27		+22,50 +0,52	
+22,00 +0,69		+22,00 +0,62		+22,00 +0,87	
+22,98 Emetropía		+22,87 Emetropía		+23,23 Emetropía	
K ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)		K ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)		K ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)	
- Barrett Universal II - LF: +1,94 DF: Estándar		- Barrett Universal II - LF: +1,94 DF: Estándar		- Barrett Universal II - LF: +1,94 DF: Estándar	
IOL (D) Ref (D)		IOL (D) Ref (D)		IOL (D) Ref (D)	
+24,00 -0,64		+24,00 -0,64		+24,00 -0,64	
+23,50 -0,27		+23,50 -0,27		+23,50 -0,27	
+23,00 +0,09		+23,00 +0,09		+23,00 +0,09	
+22,50 +0,44		+22,50 +0,44		+22,50 +0,44	
+22,00 +0,80		+22,00 +0,80		+22,00 +0,80	
+23,12 Emetropía		+23,12 Emetropía		+23,12 Emetropía	

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente

ALARCON PEREIRA SERGIO

Fecha de nacim. 09-09-1961
ID del paciente 8509154-9

Sexo Masculino


Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024
Fecha de la medición: 03-07-2024

de: Administrator
n: 1,3375

Resultado: Aceptar
CVD: 12,00 mm



OD derecho		Análisis	
Estatus del ojo			
LS: Fáquica Ref: ---		VS: Humor vítreo VA: ---	
LVC: No tratado			
Valores biométricos			
AL: 23,37 mm CCT: 501 µm ACD: 3,44 mm LT: 4,23 mm		SD: 12 µm SD: 5 µm SD: 4 µm SD: 5 µm	
WTW: 12,2 mm P: 4,2 mm		Ix: +0,6 mm ly: +0,0 mm CW-Chord: 0,2 mm @ 196°	
SE: 42,75 D K1: 42,59 D @ 52° K2: 42,91 D @ 142° ΔK: -0,32 D @ 52°		SD: 0,02 D SD: 0,03 D SD: 0,02 D	
TSE: 42,62 D TK1: 42,47 D @ 72° TK2: 42,77 D @ 162° ΔTK: -0,30 D @ 72°		SD: 0,03 D SD: 0,04 D SD: 0,04 D	
Scan B			
Queratometría		Blanco a blanco	
		Fijación	

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario	Firma



Paciente

ALARCON PEREIRA SERGIO

Fecha de nacim. 09-09-1961
ID del paciente 8509154-9

Sexo Masculino


Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024
Fecha de la medición: 03-07-2024

de: Administrator
n: 1,3375

Resultado: Aceptar
CVD: 12,00 mm



Análisis			OS izquierdo	
Estatus del ojo				
LS: Fáquica Ref: ---		VS: Humor vítreo VA: ---		LVC: No tratado
Valores biométricos				
AL: 23,26 mm CCT: 503 µm ACD: 3,41 mm LT: 4,26 mm		SD: 5 µm SD: 5 µm SD: 6 µm SD: 10 µm		WTW: 12,0 mm P: 4,7 mm Ix: -0,6 mm Iy: +0,2 mm CW-Chord: 0,4 mm @ 302°
SE: 42,81 D K1: 42,66 D @ 34° K2: 42,97 D @ 124° ΔK: -0,31 D @ 34°		SD: 0,02 D SD: 0,02 D SD: 0,02 D		TSE: 42,75 D TK1: 42,48 D @ 48° TK2: 43,02 D @ 138° ΔTK: -0,54 D @ 48° SD: 0,03 D SD: 0,05 D SD: 0,01 D
Scan B				
Queratometría		Blanco a blanco		Fijación

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma

