

Paciente


ALARCON PEREIRA SERGIO

Fecha de nacim. 09-09-1961 Sexo Masculino
ID del paciente 8509154-9

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Médico Surgeon Operador Administrator

Fecha verif. calibración: 03-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 03-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm



OD				Cálculo de IOL				OS							
derecho								izquierdo							
Estatus del ojo															
LS: Fáquica				VS: Humor vítreo				LS: Fáquica				VS: Humor vítreo			
Ref: ---				VA: ---				Ref: ---				VA: ---			
LVC: No tratado				Modo LVC: -				LVC: No tratado				Modo LVC: -			
Refr. dest.: Plano				SIA: +0,00 D @ 0°				Refr. dest.: Plano				SIA: +0,00 D @ 0°			
Valores biométricos															
AL: 23,37 mm				SD: 12 µm				AL: 23,26 mm				SD: 5 µm			
ACD: 3,44 mm				SD: 4 µm				ACD: 3,41 mm				SD: 6 µm			
LT: 4,23 mm				SD: 5 µm				LT: 4,26 mm				SD: 10 µm			
WTW: 12,2 mm								WTW: 12,0 mm							
SE: 42,75 D				SD: 0,02 D				SE: 42,81 D				SD: 0,02 D			
ΔK: -0,32 D @ 52°				K1: 42,59 D @ 52°				ΔK: -0,31 D @ 34°				K1: 42,66 D @ 34°			
				K2: 42,91 D @ 142°								K2: 42,97 D @ 124°			
TSE: 42,62 D				SD: 0,03 D				TSE: 42,75 D				SD: 0,03 D			
TK1: 42,47 D @ 72°								TK1: 42,48 D @ 48°							
ΔTK: -0,30 D @ 72°				TK2: 42,77 D @ 162°				ΔTK: -0,54 D @ 48°				TK2: 43,02 D @ 138°			
K Alcon SN60WF				K Alcon SA60AT				K Alcon SN60WF				K Alcon SA60AT			
- Haigis -				- Haigis -				- Haigis -				- Haigis -			
A0: -0,769 A1: +0,234 A2: +0,217				A0: -0,111 A1: +0,249 A2: +0,179				A0: -0,769 A1: +0,234 A2: +0,217				A0: -0,111 A1: +0,249 A2: +0,179			
IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)			
+24,00 -0,61				+24,00 -0,89				+24,50 -0,77				+24,00 -0,69			
+23,50 -0,25				+23,50 -0,53				+24,00 -0,41				+23,50 -0,33			
+23,00 +0,10				+23,00 -0,17				+23,50 -0,06				+23,00 +0,03			
+22,50 +0,45				+22,50 +0,19				+23,00 +0,30				+22,50 +0,39			
+22,00 +0,79				+22,00 +0,54				+22,50 +0,64				+22,00 +0,74			
+23,14 Emetropía				+22,77 Emetropía				+23,42 Emetropía				+23,05 Emetropía			
K JNJ ICB00 EYHANCE				K Alcon Toric SN6ATX(2-9)				K JNJ ICB00 EYHANCE				K Alcon Toric SN6ATX(2-9)			
- Haigis -				- Haigis -				- Haigis -				- Haigis -			
A0: -2,364 A1: +0,220 A2: +0,293				A0: -0,323 A1: +0,213 A2: +0,208				A0: -2,364 A1: +0,220 A2: +0,293				A0: -0,323 A1: +0,213 A2: +0,208			
IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)			
+24,50 -0,76				+24,50 -0,71				+24,50 -0,57				+25,00 -0,86			
+24,00 -0,40				+24,00 -0,35				+24,00 -0,22				+24,50 -0,51			
+23,50 -0,05				+23,50 +0,00				+23,50 +0,14				+24,00 -0,15			
+23,00 +0,30				+23,00 +0,34				+23,00 +0,48				+23,50 +0,20			
+22,50 +0,64				+22,50 +0,68				+22,50 +0,82				+23,00 +0,54			
+23,43 Emetropía				+23,49 Emetropía				+23,69 Emetropía				+23,78 Emetropía			

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



Paciente

ALARCON PEREIRA SERGIO

Fecha de nacim. 09-09-1961
ID del paciente 8509154-9

Sexo Masculino


Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024
Fecha de la medición: 03-07-2024

de: Administrator
n: 1,3375

Resultado: Aceptar
CVD: 12,00 mm



OD derecho				Cálculo de IOL				OS izquierdo							
Estatus del ojo															
LS: Fáquica Ref: --- LVC: No tratado Refr. dest.: Plano				VS: Humor vítreo VA: --- Modo LVC: - SIA: +0,00 D @ 0°				LS: Fáquica Ref: --- LVC: No tratado Refr. dest.: Plano				VS: Humor vítreo VA: --- Modo LVC: - SIA: +0,00 D @ 0°			
Valores biométricos															
AL: 23,37 mm ACD: 3,44 mm LT: 4,23 mm WTW: 12,2 mm				SD: 12 µm SD: 4 µm SD: 5 µm				AL: 23,26 mm ACD: 3,41 mm LT: 4,26 mm WTW: 12,0 mm				SD: 5 µm SD: 6 µm SD: 10 µm			
SE: 42,75 D ΔK: -0,32 D @ 52° TSE: 42,62 D ΔTK: -0,30 D @ 72°				SD: 0,02 D K1: 42,59 D @ 52° K2: 42,91 D @ 142° TK1: 42,47 D @ 72° TK2: 42,77 D @ 162°				SE: 42,81 D ΔK: -0,31 D @ 34° TSE: 42,75 D ΔTK: -0,54 D @ 48°				SD: 0,02 D K1: 42,66 D @ 34° K2: 42,97 D @ 124° TK1: 42,48 D @ 48° TK2: 43,02 D @ 138°			
K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY				K ALCON CLAREON PanOptix CNWTT0				K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY				K ALCON CLAREON PanOptix CNWTT0			
- Haigis - A0: +1,476 A1: +0,233 A2: +0,122				- Haigis - A0: +1,375 A1: +0,400 A2: +0,100				- Haigis - A0: +1,476 A1: +0,233 A2: +0,122				- Haigis - A0: +1,375 A1: +0,400 A2: +0,100			
IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)			
+24,00 -0,58				+24,00 -0,64				+24,50 -0,72				+24,50 -0,79			
+23,50 -0,22				+23,50 -0,28				+24,00 -0,36				+24,00 -0,43			
+23,00 +0,13				+23,00 +0,07				+23,50 -0,01				+23,50 -0,07			
+22,50 +0,48				+22,50 +0,42				+23,00 +0,34				+23,00 +0,28			
+22,00 +0,82				+22,00 +0,77				+22,50 +0,69				+22,50 +0,63			
+23,19 Emetropía				+23,10 Emetropía				+23,49 Emetropía				+23,40 Emetropía			
K ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)				K Alcon AcrySof MA60AC				K ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)				K Alcon AcrySof MA60AC			
- Haigis - A0: -0,399 A1: +0,209 A2: +0,211				- Haigis - A0: +0,229 A1: +0,011 A2: +0,205				- Haigis - A0: -0,399 A1: +0,209 A2: +0,211				- Haigis - A0: +0,229 A1: +0,011 A2: +0,205			
IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)				IOL (D) Ref (D)			
+24,50 -0,74				+24,00 -0,69				+24,50 -0,54				+24,50 -0,84			
+24,00 -0,38				+23,50 -0,33				+24,00 -0,18				+24,00 -0,48			
+23,50 -0,03				+23,00 +0,03				+23,50 +0,17				+23,50 -0,12			
+23,00 +0,31				+22,50 +0,38				+23,00 +0,51				+23,00 +0,23			
+22,50 +0,66				+22,00 +0,73				+22,50 +0,85				+22,50 +0,58			
+23,45 Emetropía				+23,04 Emetropía				+23,74 Emetropía				+23,33 Emetropía			

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente

ALARCON PEREIRA SERGIO

Fecha de nacim. 09-09-1961
ID del paciente 8509154-9

Sexo Masculino

Médico Surgeon


Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024
Fecha de la medición: 03-07-2024

de: Administrator
n: 1,3375

Resultado: Aceptar
CVD: 12,00 mm



OD derecho		Análisis	
Estatus del ojo			
LS: Fáquica Ref: ---		VS: Humor vítreo VA: ---	
LVC: No tratado			
Valores biométricos			
AL: 23,37 mm CCT: 501 µm ACD: 3,44 mm LT: 4,23 mm		SD: 12 µm SD: 5 µm SD: 4 µm SD: 5 µm	
WTW: 12,2 mm P: 4,2 mm		Ix: +0,6 mm ly: +0,0 mm CW-Chord: 0,2 mm @ 196°	
SE: 42,75 D K1: 42,59 D @ 52° K2: 42,91 D @ 142° ΔK: -0,32 D @ 52°		SD: 0,02 D SD: 0,03 D SD: 0,02 D	
TSE: 42,62 D TK1: 42,47 D @ 72° TK2: 42,77 D @ 162° ΔTK: -0,30 D @ 72°		SD: 0,03 D SD: 0,04 D SD: 0,04 D	
Scan B			
Queratometría		Blanco a blanco	
		Fijación	

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario	Firma



Paciente

ALARCON PEREIRA SERGIO

Fecha de nacim. 09-09-1961
ID del paciente 8509154-9

Sexo Masculino


Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024
Fecha de la medición: 03-07-2024

de: Administrator
n: 1,3375

Resultado: Aceptar
CVD: 12,00 mm



OS
izquierdo

Análisis

Estatus del ojo

LS: Fáquica VS: Humor vítreo LVC: No tratado
Ref: --- VA: ---

Valores biométricos

AL: 23,26 mm	SD: 5 µm	WTW: 12,0 mm	Ix: -0,6 mm	Iy: +0,2 mm
CCT: 503 µm	SD: 5 µm	P: 4,7 mm	CW-Chord: 0,4 mm @ 302°	
ACD: 3,41 mm	SD: 6 µm			
LT: 4,26 mm	SD: 10 µm			

SE: 42,81 D	SD: 0,02 D	TSE: 42,75 D	SD: 0,03 D
K1: 42,66 D @ 34°	SD: 0,02 D	TK1: 42,48 D @ 48°	SD: 0,05 D
K2: 42,97 D @ 124°	SD: 0,02 D	TK2: 43,02 D @ 138°	SD: 0,01 D
ΔK: -0,31 D @ 34°		ΔTK: -0,54 D @ 48°	


Scan B



Queratometría

Blanco a blanco

Fijación



(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma

