

Paciente

ALARCON PEREIRA SERGIO

Fecha de nacim. 09-09-1961 Sexo Masculino
ID del paciente 8509154-9

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 03-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

[OD] SRK® es una marca comercial de la empresa CTI (Computational Technology Inc.)
[OS] SRK® es una marca comercial de la empresa CTI (Computational Technology Inc.)

OD

derecho

OS

izquierdo

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

AL: 23,37 mm

SD: 12 µm

ACD: 3,44 mm

SD: 4 µm

LT: 4,23 mm

SD: 5 µm

WTW: 12,2 mm

SE: 42,75 D

SD: 0,02 D

K1: 42,59 D @ 52°

ΔK: -0,32 D @ 52°

TSE: 42,62 D

SD: 0,03 D

TK1: 42,47 D @ 72°

ΔTK: -0,30 D @ 72°

AL: 23,26 mm

SD: 5 µm

ACD: 3,41 mm

SD: 6 µm

LT: 4,26 mm

SD: 10 µm

WTW: 12,0 mm

SE: 42,81 D

SD: 0,02 D

K1: 42,66 D @ 34°

ΔK: -0,31 D @ 34°

TSE: 42,75 D

SD: 0,03 D

TK1: 42,48 D @ 48°

ΔTK: -0,54 D @ 48°

K

Alcon SN60WF

- SRK®/T -

Const. A: 119,00

IOL (D)

Ref (D)

+23,50

-0,70

+23,00

-0,35

+22,50

+0,00

+22,00

+0,35

+21,50

+0,69

+22,50

Emetropía

K

Alcon SA60AT

- SRK®/T -

Const. A: 118,80

IOL (D)

Ref (D)

+23,00

-0,54

+22,50

-0,18

+22,00

+0,17

+21,50

+0,52

+21,00

+0,86

+22,24

Emetropía

K

Alcon SN60WF

- SRK®/T -

Const. A: 119,00

IOL (D)

Ref (D)

+24,00

-0,87

+23,50

-0,51

+23,00

-0,16

+22,50

+0,19

+22,00

+0,53

+22,77

Emetropía

K

Alcon SA60AT

- SRK®/T -

Const. A: 118,80

IOL (D)

Ref (D)

+23,50

-0,70

+23,00

-0,35

+22,50

+0,01

+22,00

+0,35

+21,50

+0,70

+22,51

Emetropía

K

Alcon AcrySof MA60AC

- SRK®/T -

Const. A: 119,20

IOL (D)

Ref (D)

+24,00

-0,86

+23,50

-0,51

+23,00

-0,16

+22,50

+0,18

+22,00

+0,52

+22,76

Emetropía

K

Alcon Panoptix TFNT00

- SRK®/T -

Const. A: 119,13

IOL (D)

Ref (D)

+23,50

-0,58

+23,00

-0,23

+22,50

+0,12

+22,00

+0,46

+21,50

+0,80

+22,67

Emetropía

K

Alcon AcrySof MA60AC

- SRK®/T -

Const. A: 119,20

IOL (D)

Ref (D)

+24,00

-0,67

+23,50

-0,32

+23,00

+0,03

+22,50

+0,37

+22,00

+0,71

+23,04

Emetropía

K

Alcon Panoptix TFNT00

- SRK®/T -

Const. A: 119,13

IOL (D)

Ref (D)

+24,00

-0,74

+23,50

-0,39

+23,00

-0,04

+22,50

+0,30

+22,00

+0,64

+22,94

Emetropía

(!) Valor marginal

(*) Valor editado manualmente

--- No se ha medido valores

Comentario

Firma

ZEISS

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

IOLMaster 700 Versión 1.88.1.64861 Fue impreso el 03-07-2024 11:18 por Administrator. Página 1 de 4

Paciente

ALARCON PEREIRA SERGIO

Fecha de nacim. 09-09-1961 Sexo Masculino
ID del paciente 8509154-9

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 03-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

[OD] SRK® es una marca comercial de la empresa CTI (Computational Technology Inc.)
[OS] SRK® es una marca comercial de la empresa CTI (Computational Technology Inc.)

OD

derecho

OS

izquierdo

Cálculo de IOL

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

LS: Fáquica

Ref: ---

LVC: No tratado

Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo

VA: ---

Modo LVC: -

SIA: +0,00 D @ 0°

Valores biométricos

AL: 23,37 mm

ACD: 3,44 mm

LT: 4,23 mm

WTW: 12,2 mm

SD: 12 µm

SD: 4 µm

SD: 5 µm

K1: 42,59 D @ 52°

K2: 42,91 D @ 142°

TK1: 42,47 D @ 72°

TK2: 42,77 D @ 162°

AL: 23,26 mm

ACD: 3,41 mm

LT: 4,26 mm

WTW: 12,0 mm

SD: 5 µm

SD: 6 µm

SD: 10 µm

K1: 42,66 D @ 34°

K2: 42,97 D @ 124°

TK1: 42,48 D @ 48°

TK2: 43,02 D @ 138°

K

ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY

- SRK®/T -

Const. A: 119,20

IOL (D)

Ref (D)

+24,00

-0,86

+23,50

-0,51

+23,00

-0,16

+22,50

+0,18

+22,00

+0,52

+22,76

Emetropía

K

Alcon Toric SN6ATX(2-9)

- SRK®/T -

Const. A: 119,20

IOL (D)

Ref (D)

+24,00

-0,86

+23,50

-0,51

+23,00

-0,16

+22,50

+0,18

+22,00

+0,52

+22,76

Emetropía

K

ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY

- SRK®/T -

Const. A: 119,20

IOL (D)

Ref (D)

+24,00

-0,67

+23,50

-0,32

+23,00

+0,03

+22,50

+0,37

+22,00

+0,71

+23,04

Emetropía

K

Alcon Toric SN6ATX(2-9)

- SRK®/T -

Const. A: 119,20

IOL (D)

Ref (D)

+24,00

-0,67

+23,50

-0,32

+23,00

+0,03

+22,50

+0,37

+22,00

+0,71

+23,04

Emetropía

K

ALCON CLAREON TORIC CN

- SRK®/T -

Const. A: 119,10

IOL (D)

Ref (D)

+23,50

-0,61

+23,00

-0,26

+22,50

+0,09

+22,00

+0,43

+21,50

+0,77

+22,63

Emetropía

K

JNJ ICB00 EYHANCE

- SRK®/T -

Const. A: 119,26

IOL (D)

Ref (D)

+24,00

-0,80

+23,50

-0,45

+23,00

-0,11

+22,50

+0,23

+22,00

+0,57

+22,84

Emetropía

K

ALCON CLAREON TORIC CN

- SRK®/T -

Const. A: 119,10

IOL (D)

Ref (D)

+24,00

-0,77

+23,50

-0,42

+23,00

-0,07

+22,50

+0,28

+22,00

+0,62

+22,90

Emetropía

K

JNJ ICB00 EYHANCE

- SRK®/T -

Const. A: 119,26

IOL (D)

Ref (D)

+24,00

-0,61

+23,50

-0,26

+23,00

+0,08

+22,50

+0,42

+22,00

+0,76

+23,12

Emetropía

(!) Valor marginal

(*) Valor editado manualmente

--- No se ha medido valores

Comentario

Firma

ZEISS

ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

IOLMaster 700 Versión 1.88.1.64861 Fue impreso el 03-07-2024 11:18 por Administrator. Página 2 de 4

Paciente

ALARCON PEREIRA SERGIO

Fecha de nacim. 09-09-1961
ID del paciente 8509154-9

Sexo Masculino


Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024
Fecha de la medición: 03-07-2024

de: Administrator
n: 1,3375

Resultado: Aceptar
CVD: 12,00 mm



OD derecho		Análisis	
Estatus del ojo			
LS: Fáquica Ref: ---		VS: Humor vítreo VA: ---	
LVC: No tratado			
Valores biométricos			
AL: 23,37 mm CCT: 501 µm ACD: 3,44 mm LT: 4,23 mm		SD: 12 µm SD: 5 µm SD: 4 µm SD: 5 µm	
WTW: 12,2 mm P: 4,2 mm		Ix: +0,6 mm ly: +0,0 mm CW-Chord: 0,2 mm @ 196°	
SE: 42,75 D K1: 42,59 D @ 52° K2: 42,91 D @ 142° ΔK: -0,32 D @ 52°		SD: 0,02 D SD: 0,03 D SD: 0,02 D	
TSE: 42,62 D TK1: 42,47 D @ 72° TK2: 42,77 D @ 162° ΔTK: -0,30 D @ 72°		SD: 0,03 D SD: 0,04 D SD: 0,04 D	
Scan B			
Queratometría		Blanco a blanco	
		Fijación	

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario	Firma



Paciente

ALARCON PEREIRA SERGIO


Fecha de nacim. 09-09-1961
ID del paciente 8509154-9

Sexo Masculino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 03-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm



OS
izquierdo

Análisis

Estatus del ojo

LS: Fáquica

Ref: ---

VS: Humor vítreo

VA: ---

LVC: No tratado

Valores biométricos

AL: 23,26 mm

CCT: 503 µm

ACD: 3,41 mm

LT: 4,26 mm

SD: 5 µm

SD: 5 µm

SD: 6 µm

SD: 10 µm

WTW: 12,0 mm

P: 4,7 mm

Ix: -0,6 mm

ly: +0,2 mm

CW-Chord: 0,4 mm @ 302°

SE: 42,81 D

K1: 42,66 D @ 34°

K2: 42,97 D @ 124°

ΔK: -0,31 D @ 34°

SD: 0,02 D

SD: 0,02 D

SD: 0,02 D

TSE: 42,75 D

TK1: 42,48 D @ 48°

TK2: 43,02 D @ 138°

ΔTK: -0,54 D @ 48°

SD: 0,03 D

SD: 0,05 D

SD: 0,01 D

Scan B

Queratometría

Blanco a blanco

Fijación

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved