

Paciente

CALBUCAN CHEUQUEMAN EDUARDO

Fecha de nacim. 09-02-1963
ID del paciente 8920461-5

Sexo Masculino


Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024
Fecha de la medición: 03-07-2024

de: Administrator
n: 1,3375

Resultado: Aceptar
CVD: 12,00 mm



OD derecho				Cálculo de IOL				OS izquierdo							
Estatus del ojo															
LS: Fáquica Ref: --- LVC: No tratado Refr. dest.: Plano				VS: Humor vítreo VA: --- Modo LVC: - SIA: +0,00 D @ 0°				LS: Fáquica Ref: --- LVC: No tratado Refr. dest.: Plano				VS: Humor vítreo VA: --- Modo LVC: - SIA: +0,00 D @ 0°			
Valores biométricos															
AL: 23,29 mm SD: 10 µm ACD: 2,69 mm SD: 4 µm LT: 5,08 mm SD: 5 µm WTW: 12,6 mm				AL: 23,24 mm SD: 12 µm ACD: 2,59 mm SD: 6 µm LT: 5,21 mm SD: 37 µm WTW: 12,5 mm				AL: 23,24 mm SD: 12 µm ACD: 2,59 mm SD: 6 µm LT: 5,21 mm SD: 37 µm WTW: 12,5 mm				AL: 23,24 mm SD: 12 µm ACD: 2,59 mm SD: 6 µm LT: 5,21 mm SD: 37 µm WTW: 12,5 mm			
SE: 43,39 D SD: 0,02 D K1: 42,97 D @ 179° ΔK: -0,84 D @ 179° K2: 43,82 D @ 89° TSE: 43,58 D SD: 0,02 D TK1: 43,16 D @ 179° ΔTK: -0,83 D @ 179° TK2: 43,99 D @ 89°				SE: 43,65 D SD: 0,03 D K1: 43,06 D @ 1° ΔK: -1,20 D @ 1° K2: 44,26 D @ 91° TSE: 43,90 D SD: 0,10 D TK1: 43,29 D @ 2° ΔTK: -1,22 D @ 2° TK2: 44,52 D @ 92°				SE: 43,65 D SD: 0,03 D K1: 43,06 D @ 1° ΔK: -1,20 D @ 1° K2: 44,26 D @ 91° TSE: 43,90 D SD: 0,10 D TK1: 43,29 D @ 2° ΔTK: -1,22 D @ 2° TK2: 44,52 D @ 92°				SE: 43,65 D SD: 0,03 D K1: 43,06 D @ 1° ΔK: -1,20 D @ 1° K2: 44,26 D @ 91° TSE: 43,90 D SD: 0,10 D TK1: 43,29 D @ 2° ΔTK: -1,22 D @ 2° TK2: 44,52 D @ 92°			
K Alcon SN60WF				K Alcon SA60AT				K Alcon SN60WF				K Alcon SA60AT			
- Barrett Universal II - LF: +1,88 DF: +5,0 IOL (D) Ref (D) +23,00 -0,64 +22,50 -0,28 +22,00 +0,08 +21,50 +0,44 +21,00 +0,79 +22,12 Emetropía				- Barrett Universal II - LF: +1,64 DF: +5,0 IOL (D) Ref (D) +22,50 -0,64 +22,00 -0,27 +21,50 +0,10 +21,00 +0,46 +20,50 +0,82 +21,64 Emetropía				- Barrett Universal II - LF: +1,88 DF: +5,0 IOL (D) Ref (D) +23,00 -0,76 +22,50 -0,39 +22,00 -0,03 +21,50 +0,33 +21,00 +0,68 +21,96 Emetropía				- Barrett Universal II - LF: +1,64 DF: +5,0 IOL (D) Ref (D) +22,50 -0,75 +22,00 -0,38 +21,50 -0,01 +21,00 +0,35 +20,50 +0,71 +21,48 Emetropía			
K JNJ ICB00 EYHANCE				K Alcon Toric SN6ATX(2-9)				K JNJ ICB00 EYHANCE				K Alcon Toric SN6ATX(2-9)			
- Barrett Universal II - LF: +2,02 DF: Estándar IOL (D) Ref (D) +23,50 -0,79 +23,00 -0,43 +22,50 -0,07 +22,00 +0,28 +21,50 +0,63 +22,40 Emetropía				- Barrett Universal II - LF: +2,02 DF: +5,0 IOL (D) Ref (D) +23,50 -0,79 +23,00 -0,43 +22,50 -0,07 +22,00 +0,28 +21,50 +0,63 +22,40 Emetropía				- Barrett Universal II - LF: +2,02 DF: Estándar IOL (D) Ref (D) +23,00 -0,54 +22,50 -0,18 +22,00 +0,17 +21,50 +0,52 +21,00 +0,87 +22,25 Emetropía				- Barrett Universal II - LF: +2,02 DF: +5,0 IOL (D) Ref (D) +23,00 -0,54 +22,50 -0,18 +22,00 +0,17 +21,50 +0,52 +21,00 +0,87 +22,25 Emetropía			

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente


CALBUCAN CHEUQUEMAN EDUARDO

Fecha de nacim. 09-02-1963 Sexo Masculino
ID del paciente 8920461-5

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Médico Surgeon Operador Administrator

Fecha verif. calibración: 03-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 03-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm



OD				Cálculo de IOL				OS							
derecho								izquierdo							
Estatus del ojo															
LS: Fáquica Ref: --- LVC: No tratado Refr. dest.: Plano				VS: Humor vítreo VA: --- Modo LVC: - SIA: +0,00 D @ 0°				LS: Fáquica Ref: --- LVC: No tratado Refr. dest.: Plano				VS: Humor vítreo VA: --- Modo LVC: - SIA: +0,00 D @ 0°			
Valores biométricos															
AL: 23,29 mm SD: 10 µm ACD: 2,69 mm SD: 4 µm LT: 5,08 mm SD: 5 µm WTW: 12,6 mm				AL: 23,24 mm SD: 12 µm ACD: 2,59 mm SD: 6 µm LT: 5,21 mm SD: 37 µm WTW: 12,5 mm				AL: 23,24 mm SD: 12 µm ACD: 2,59 mm SD: 6 µm LT: 5,21 mm SD: 37 µm WTW: 12,5 mm				AL: 23,24 mm SD: 12 µm ACD: 2,59 mm SD: 6 µm LT: 5,21 mm SD: 37 µm WTW: 12,5 mm			
SE: 43,39 D SD: 0,02 D K1: 42,97 D @ 179° ΔK: -0,84 D @ 179° K2: 43,82 D @ 89° TSE: 43,58 D SD: 0,02 D TK1: 43,16 D @ 179° ΔTK: -0,83 D @ 179° TK2: 43,99 D @ 89°				SE: 43,65 D SD: 0,03 D K1: 43,06 D @ 1° ΔK: -1,20 D @ 1° K2: 44,26 D @ 91° TSE: 43,90 D SD: 0,10 D TK1: 43,29 D @ 2° ΔTK: -1,22 D @ 2° TK2: 44,52 D @ 92°				SE: 43,65 D SD: 0,03 D K1: 43,06 D @ 1° ΔK: -1,20 D @ 1° K2: 44,26 D @ 91° TSE: 43,90 D SD: 0,10 D TK1: 43,29 D @ 2° ΔTK: -1,22 D @ 2° TK2: 44,52 D @ 92°				SE: 43,65 D SD: 0,03 D K1: 43,06 D @ 1° ΔK: -1,20 D @ 1° K2: 44,26 D @ 91° TSE: 43,90 D SD: 0,10 D TK1: 43,29 D @ 2° ΔTK: -1,22 D @ 2° TK2: 44,52 D @ 92°			
K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY				K ALCON CLAREON PanOptix CNWTT0				K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY				K ALCON CLAREON PanOptix CNWTT0			
- Barrett Universal II - LF: +1,99 DF: Estándar IOL (D) Ref (D) +23,50 -0,84 +23,00 -0,48 +22,50 -0,12 +22,00 +0,24 +21,50 +0,59 +22,33 Emetropía				- Barrett Universal II - LF: +1,94 DF: Estándar IOL (D) Ref (D) +23,00 -0,55 +22,50 -0,19 +22,00 +0,17 +21,50 +0,52 +21,00 +0,87 +22,24 Emetropía				- Barrett Universal II - LF: +1,99 DF: Estándar IOL (D) Ref (D) +23,00 -0,59 +22,50 -0,23 +22,00 +0,13 +21,50 +0,48 +21,00 +0,82 +22,18 Emetropía				- Barrett Universal II - LF: +1,94 DF: Estándar IOL (D) Ref (D) +23,00 -0,66 +22,50 -0,30 +22,00 +0,06 +21,50 +0,41 +21,00 +0,76 +22,08 Emetropía			
K Alcon AcrySof MA60AC				K ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)				K Alcon AcrySof MA60AC				K ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9)			
- Barrett Universal II - LF: +1,99 DF: Estándar IOL (D) Ref (D) +23,50 -0,84 +23,00 -0,48 +22,50 -0,12 +22,00 +0,24 +21,50 +0,59 +22,34 Emetropía				- Barrett Universal II - LF: +1,94 DF: Estándar IOL (D) Ref (D) +23,00 -0,55 +22,50 -0,19 +22,00 +0,17 +21,50 +0,52 +21,00 +0,87 +22,24 Emetropía				- Barrett Universal II - LF: +1,99 DF: Estándar IOL (D) Ref (D) +23,00 -0,59 +22,50 -0,23 +22,00 +0,13 +21,50 +0,48 +21,00 +0,82 +22,18 Emetropía				- Barrett Universal II - LF: +1,94 DF: Estándar IOL (D) Ref (D) +23,00 -0,66 +22,50 -0,30 +22,00 +0,06 +21,50 +0,41 +21,00 +0,76 +22,08 Emetropía			

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente

CALBUCAN CHEUQUEMAN EDUARDO


Fecha de nacim. 09-02-1963
ID del paciente 8920461-5

Sexo Masculino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 03-07-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 03-07-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm



OD derecho		Análisis	
Estatus del ojo			
LS: Fáquica Ref: ---		VS: Humor vítreo VA: ---	LVC: No tratado
Valores biométricos			
AL: 23,29 mm	SD: 10 µm	WTW: 12,6 mm	lx: +0,3 mm ly: +0,0 mm
CCT: 546 µm	SD: 3 µm	P: 4,3 mm	CW-Chord: 0,2 mm @ 182°
ACD: 2,69 mm	SD: 4 µm		
LT: 5,08 mm	SD: 5 µm		
SE: 43,39 D	SD: 0,02 D	TSE: 43,58 D	SD: 0,02 D
K1: 42,97 D @ 179°	SD: 0,02 D	TK1: 43,16 D @ 179°	SD: 0,03 D
K2: 43,82 D @ 89°	SD: 0,02 D	TK2: 43,99 D @ 89°	SD: 0,02 D
ΔK: -0,84 D @ 179°		ΔTK: -0,83 D @ 179°	
Scan B			
Queratometría		Blanco a blanco	Fijación

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario	Firma



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

Paciente


CALBUCAN CHEUQUEMAN EDUARDO

Fecha de nacim. 09-02-1963
ID del paciente 8920461-5

Sexo Masculino

Médico Surgeon

Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900Fecha verif. calibración: 03-07-2024
Fecha de la medición: 03-07-2024de: Administrator
n: 1,3375Resultado: Aceptar
CVD: 12,00 mm

Análisis

OS
izquierdo

Estatus del ojo

LS: Fáquica
Ref: ---VS: Humor vítreo
VA: ---


LVC: No tratado

Valores biométricos

AL: 23,24 mm	SD: 12 µm	WTW: 12,5 mm	Ix: -0,4 mm	Iy: -0,1 mm
CCT: 533 µm	SD: 3 µm	P: 3,8 mm	CW-Chord: 0,3 mm @ 2°	
ACD: 2,59 mm	SD: 6 µm			
LT: 5,21 mm	SD: 37 µm			

SE: 43,65 D	SD: 0,03 D	TSE: 43,90 D	SD: 0,10 D
K1: 43,06 D @ 1°	SD: 0,03 D	TK1: 43,29 D @ 2°	SD: 0,08 D
K2: 44,26 D @ 91°	SD: 0,04 D	TK2: 44,52 D @ 92°	SD: 0,11 D
ΔK: -1,20 D @ 1°		ΔTK: -1,22 D @ 2°	


Scan B



Queratometría

Blanco a blanco

Fijación



(!) Valor marginal

(*) Valor editado manualmente

--- No se ha medido valores

Comentario

Firma

