

Paciente

MUNOZ BASCOURT OLFA

Fecha de nacim. 15-06-1967 Sexo Femenino
ID del paciente 9678476-7

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 22-06-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 22-06-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

OD: Longitud axial del ojo derecho 28.63 mm. - Nota: Ojo largo.

OD
derecho

OS
izquierdo

Cálculo de IOL

LS: Fáquica
Ref: ---
LVC: No tratado
Refr. dest.: Plano

VS: Humor vítreo
VA: ---
Modo LVC: -
SIA: +0,00 D @ 0°

LS: Fáquica
Ref: ---
LVC: ---
Refr. dest.: ---

VS: Humor vítreo
VA: ---
Modo LVC: ---
SIA: ---

Valores biométricos

AL: 28,63 mm
ACD: 3,00 mm
LT: 4,22 mm
WTW: 12,4 mm
SE: 42,68 D
ΔK: -1,02 D @ 7°
TSE: 42,76 D
ΔTK: -1,00 D @ 4°

SD: 10 μm
SD: 7 μm
SD: 14 μm
SD: 0,01 D
SD: 0,02 D

K1: 42,18 D @ 7°
K2: 43,20 D @ 97°
TK1: 42,26 D @ 4°
TK2: 43,27 D @ 94°

AL: ---
ACD: ---
LT: ---
WTW: ---
SE: ---
ΔK: ---
TSE: ---
ΔTK: ---

K1: ---
K2: ---
TK1: ---
TK2: ---

KAlcon Toric SN6ATX(2-9)
- Barrett Toric -
LF: +2,02 DF: +5,0

IOL SE	IOL Cil	Eje de la...	Ref SE	Ref Esf	Ref Cil	Ref eje
+8,50	+0,50	100°	-0,50	-0,35	-0,29	10°
+8,00	+0,50	100°	-0,18	-0,04	-0,29	10°
+7,50	+0,50	100°	+0,12	+0,27	-0,29	10°
+7,00	+0,50	100°	+0,43	+0,57	-0,29	10°
+6,50	+0,50	100°	+0,73	+0,87	-0,29	10°
+7,50	+0,97	100°	Emetropía			

KAlcon SA60AT
- Barrett Universal II -
LF: +1,64 DF: +5,0

IOL (D)	Ref (D)
+8,50	-0,67
+8,00	-0,35
+7,50	-0,03
+7,00	+0,29
+6,50	+0,60
+7,46	Emetropía

KJNJ ICB00 EYHANCE
- Barrett Universal II -
LF: +2,02 DF: Estándar

IOL (D)	Ref (D)
+8,50	-0,50
+8,00	-0,18
+7,50	+0,12
+7,00	+0,43
+6,50	+0,73
+7,70	Emetropía

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma



Paciente

MUNOZ BASCOURT OLFA

Fecha de nacim. 15-06-1967 Sexo Femenino
ID del paciente 9678476-7

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 22-06-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 22-06-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

OD: Longitud axial del ojo derecho 28.63 mm. - Nota: Ojo largo.

OD derecho		Cálculo de IOL		OS izquierdo	
Estatus del ojo					
LS: Fáquica Ref: --- LVC: No tratado Refr. dest.: Plano		VS: Humor vítreo VA: --- Modo LVC: - SIA: +0,00 D @ 0°		LS: Fáquica Ref: --- LVC: --- Refr. dest.: ---	
				VS: Humor vítreo VA: --- Modo LVC: --- SIA: ---	
Valores biométricos					
AL: 28,63 mm ACD: 3,00 mm LT: 4,22 mm WTW: 12,4 mm		SD: 10 µm SD: 7 µm SD: 14 µm		AL: --- ACD: --- LT: --- WTW: ---	
SE: 42,68 D ΔK: -1,02 D @ 7° TSE: 42,76 D ΔTK: -1,00 D @ 4°		SD: 0,01 D K1: 42,18 D @ 7° K2: 43,20 D @ 97° TK1: 42,26 D @ 4° TK2: 43,27 D @ 94°		SE: --- ΔK: --- TSE: --- ΔTK: ---	
K ALCON TORIC SN6ATX(2-9)		K ALCON ACRISOFT-IQ-VIVITY			
- Barrett Universal II - LF: +2,02 DF: +5,0 IOL (D) Ref (D) +8,50 -0,50 +8,00 -0,18 +7,50 +0,12 +7,00 +0,43 +6,50 +0,73 +7,70 Emetropía		- Barrett Universal II - LF: +1,99 DF: Estándar IOL (D) Ref (D) --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- +7,68 Emetropía			
K ALCON CLAREON PanOptix CNWTT0		K Alcon AcrySof MA60AC			
- Barrett Universal II - LF: +1,94 DF: Estándar IOL (D) Ref (D) +8,50 -0,53 +8,00 -0,22 +7,50 +0,09 +7,00 +0,40 +6,50 +0,70 +7,65 Emetropía		- Barrett Universal II - LF: +1,99 DF: Estándar IOL (D) Ref (D) +8,50 -0,51 +8,00 -0,20 +7,50 +0,11 +7,00 +0,42 +6,50 +0,72 +7,68 Emetropía			

(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario	Firma
------------	-------



ZEISS | Template Version 0.1 05/2012 | - Copyright 2012 All rights reserved

MUNOZ BASCOURT OLFA

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

28760900

Resultado: Aceptar
CVD: 12,00 mm

OD: Longitud axial del ojo derecho 28.63 mm. - Nota: Ojo largo.

OD derecho		Cálculo de IOL		OS izquierdo															
↶↷				↷↶															
Estatus del ojo																			
LS: Fáquica		VS: Humor vítreo		LS: Fáquica		VS: Humor vítreo													
Ref: ---		VA: ---		Ref: ---		VA: ---													
LVC: No tratado		Modo LVC: -		LVC: ---		Modo LVC: ---													
Refr. dest.: Plano		SIA: +0,00 D @ 0°		Refr. dest.: ---		SIA: ---													
Valores biométricos																			
AL: 28,63 mm		SD: 10 μm		AL: ---															
ACD: 3,00 mm		SD: 7 μm		ACD: ---															
LT: 4,22 mm		SD: 14 μm		LT: ---															
WTW: 12,4 mm				WTW: ---															
SE: 42,68 D		SD: 0,01 D		SE: ---		K1: ---													
ΔK: -1,02 D @ 7°		K1: 42,18 D @ 7°		ΔK: ---		K2: ---													
TSE: 42,76 D		SD: 0,02 D		TK1: 42,26 D @ 4°		TK1: ---													
ΔTK: -1,00 D @ 4°		TK2: 43,27 D @ 94°		ΔTK: ---		TK2: ---													
K ALCON CLAREON TORIC CN W0TX (2-9) - Barrett Universal II - LF: +1,94 DF: Estándar <table><tr><td>IOL (D)</td><td>Ref (D)</td></tr><tr><td>+8,50</td><td>-0,53</td></tr><tr><td>+8,00</td><td>-0,22</td></tr><tr><td>+7,50</td><td>+0,09</td></tr><tr><td>+7,00</td><td>+0,40</td></tr><tr><td>+6,50</td><td>+0,70</td></tr><tr><td>+7,65</td><td>Emetropía</td></tr></table>		IOL (D)	Ref (D)	+8,50	-0,53	+8,00	-0,22	+7,50	+0,09	+7,00	+0,40	+6,50	+0,70	+7,65	Emetropía				
IOL (D)	Ref (D)																		
+8,50	-0,53																		
+8,00	-0,22																		
+7,50	+0,09																		
+7,00	+0,40																		
+6,50	+0,70																		
+7,65	Emetropía																		

--- No se ha medido valores

Firma



Paciente

MUNOZ BASCOURT OLFA

Fecha de nacim. 15-06-1967
ID del paciente 9678476-7

Sexo Femenino

Médico Surgeon Operador Administrator

IOPA LOS LEONES
TECNOLOGIA MEDICA
AV LOS LEONES 391, PROVIDENCIA
28760900

Fecha verif. calibración: 22-06-2024 de: Administrator Resultado: Aceptar
Fecha de la medición: 22-06-2024 n: 1,3375 CVD: 12,00 mm

OD: Longitud axial del ojo derecho 28.63 mm. - Nota: Ojo largo.

OD
derecho

Análisis

Estatus del ojo

LS: Fáquica VS: Humor vítreo LVC: No tratado
Ref: --- VA: ---

Valores biométricos

AL: 28,63 mm	SD: 10 µm	WTW: 12,4 mm	Ix: +0,5 mm	Iy: -0,1 mm
CCT: 494 µm	SD: 4 µm	P: 6,1 mm	CW-Chord: 0,4 mm @ 156°	
ACD: 3,00 mm	SD: 7 µm			
LT: 4,22 mm	SD: 14 µm			

SE: 42,68 D	SD: 0,01 D	TSE: 42,76 D	SD: 0,02 D
K1: 42,18 D @ 7°	SD: 0,01 D	TK1: 42,26 D @ 4°	SD: 0,03 D
K2: 43,20 D @ 97°	SD: 0,01 D	TK2: 43,27 D @ 94°	SD: 0,02 D
ΔK: -1,02 D @ 7°		ΔTK: -1,00 D @ 4°	


Scan B



Queratometría

Blanco a blanco

Fijación



(!) Valor marginal (*) Valor editado manualmente --- No se ha medido valores

Comentario

Firma

